BTRpen Odstraňovač zalomených nástrojů CERKAMED

Obr. 1 Vnější konstrukce BTR PEN

1. Rukojeť – přední část
2. Rukojeť – zadní část
6. Krytka pro zablokování posuvu
7. Knoflík na uchopení smyčky
8. Krytka posuvu (poslední poloha)

ODSTRAŇOVAČ ZALOMENÝCH NÁSTROJŮ VE TVARU PERA

Stomatologický nástroj na odstraňování zalomených nástrojů z kořenových kanálků.
PŘED POUŽITÍM SI, PROSÍME, PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY
PRODUKT VÝHRADNĚ PRO STOMATOLOGICKÉ POUŽITÍ
NESTERILNÍ PRODUKT

Tento nástroj z nerez oceli je určen pro opakované použití, ale BTR PEN hrot je pouze jednorázový.

Nástroj je vyroben z odolné nerez oceli.

BTR PEN s vybavením:

BTR PEN – 1 kus, nástroj z nerez oceli

BTR PEN kalibrátor – 1 kus

BTR PEN hrot – 5 kusů

BTR PEN pružina – 2 kusy, měkká a tvrdá (třetí střední pružina je upevněná na zařízení)

BTR PEN silikonový o-kroužek – 3 kusy

Obr. 2 Konstrukce BTR PEN – díly

1. Rukojeť – přední část
2. Rukojeť – zadní část
3. O-kroužek
4. Hlavní čep
5. Pružina
6. Krytka pro zablokování posuvu
7. Knoflík na uchopení smyčky
8. Krytka posuvu

Rozebrání BTR PEN

1. Odšroubujte krytku posuvu (8) z přední části rukojeti (1).
2. Ze zadní části rukojeti (2) odšroubujte knoflík na uchopení smyčky (7).
3. Z přední části rukojeti (1) odšroubujte zadní část rukojeti (2).
4. Odstraňte pružinu (5) ze zadní části rukojeti (2).
5. Odstraňte hlavní čep (4) z přední části rukojeti (1).

6. Odšroubujte krytku pro zablokování posuvu (6) z přední části rukojeti (1).
7. Odstraňte o-kroužek (3) z přední části rukojeti (1).

Video s návodem k použití je k dispozici na webové stránce: btr-pen.com

Sestavení BTR PEN

1. Na přední část rukojeti (1) nasaďte o-kroužek (3) v naznačeném místě.
2. Našroubujte přední část rukojeti (1) s krytkou pro zablokování posuvu (6) – větším průměrem směrem k o-kroužku.
3. Do přední části rukojeti (1) vložte hlavní čep (4).
4. Do zadní části rukojeti (2) vložte pružinu (5).
5. Sešroubujte dohromady přední a zadní část rukojeti.
6. Na zadní část rukojeti (2) našroubujte knoflík na uchopení smyčky (7).
7. Našroubujte do otvoru v hlavním čepu (4) viditelného v přední části rukojeti (1) krytku posuvu (8).

Video s návodem k použití je k dispozici na webové stránce: btr-pen.com

Sestavení koncovky s jednorázovou smyčkou na BTR PEN

POZOR: Krytka posuvu musí být v koncové poloze (viz obr. 1). Knoflík na uchopení smyčky se používá k úpravě polohy krytky.

Video s návodem k použití je k dispozici na webové stránce: btr-pen.com

MANIPULACE S BTR PEN:

Tento nástroj z nerez oceli je určen pro opakované použití, ale BTR PEN hrot je pouze jednorázový.

Manipulace se stomatologickými nástroji vyrobenými z nerezové oceli

Při výrobě stomatologických nástrojů se musí používat speciální procesy, aby byla zajištěna jejich odolnost vůči korozi. Kromě toho závisí životnost těchto stomatologických nástrojů na jejich vhodném používání a správné údržbě.

Čištění, oplachování a mytí

Dodané nástroje nejsou sterilní. Před sterilizací by se měly tyto nové nástroje důkladně omýt teplou vodou a čisticím prostředkem. Tyto stomatologické nástroje se musí sterilizovat před každým použitím.

Sterilizace

Všechny (opakovaně použitelné) stomatologické nástroje se musí dezinfikovat, pak z nich omýt čisticí prostředek a poté před sterilizací osušit. BTR PEN je možné sterilizovat v autoklávu. Používejte pouze obaly vhodné pro sterilizaci v autoklávu. Dodržujte pokyny výrobce autoklávu.

MANIPULACE S HROTEM BTR PEN

Hrot BTR PEN se dodává nesterilní. Před použitím by se měl hrot sterilizovat za použití standardních obalů vhodných pro sterilizaci v autoklávu. Skladujte na suchém a čistém místě. Dodržujte pokyny výrobce autoklávu.

Hrot BTR PEN je pouze pro jednorázové použití.

UPOZORNĚNÍ

Dodržujte pokyny pro čištění a sterilizaci stomatologických nástrojů.

SKLADOVÁNÍ

Stomatologické nástroje by se měly skladovat při teplotách v rozmezí 5-30 °C a relativní vlhkosti pod 70 %. Před použitím chraňte nástroj před kontaminací nebo poškozením struktury jeho materiálu (praskliny, ohnutí, zlomení, olupování atd.). Nedodržení výše uvedených pokynů snižuje odolnost nástroje a zkracuje jeho životnost.

DODRŽUJTE NÁVOD

Poslední aktualizace: 22.01.2019/1

PPH CERKAMED
Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 00 48 15 842 35 85

CE