Gebrauchsinformation **DE**

coltosol® F

Definition
Coltosol® F ist ein chemisch härtendes, röntgenopakes, weisses Füllungsmaterial zur provisorischen Füllung von Zahnkavitäten. Coltosol® F basiert auf Zinkoxid-/Zinksulfat-zement und ist für Kurzzeitprovisorien (Einsatz von max. 1–2 Wochen) konzipiert.

Zusammensetzung
Zinkoxid
Zinksulfat-1-hydrat
Calciumsulfat-hemihydrat
Diatomeenerde
EVA Harz
Natriumfluorid
Pfefferminzaroma

Aushärtung
Oberflächliche Härtung innerhalb von: 20–30 min
Durch Kaudruck belastbar nach: 2–3 h

Anwendungsgebiete
- Provisorische Füllungen von Kavitäten der Klassen I und II.
- Provisorischer Verschluss in der Endodontie.

Gegenanzeigen
Bei Allergien gegen Bestandteile von Coltosol® F.
Langandauernde (mehr als 2 Wochen) provisorische Füllung von Kavitäten vitaler Zähne.
Provisorische Füllung, bei welcher die Kavitätenpräparation mehrflächig ist und bis an bzw. unter die Gingiva (subgingival) reicht.

Nebenwirkungen
Coltosol® F härtet durch Wasseraufnahme. In Kavitäten von vitalen Zähnen kann durch Wasserentzug kurzzeitig Schmerz verursacht werden. Die Kavität soll daher vor dem Einbringen von Coltosol® F mit Wasserspray angefeuchtet werden.
Coltosol® F expandiert beim Härten. Dies führt einerseits zu sehr dichten provisorischen Füllungen, andererseits können sehr dünne Schmelzränder abgesprengt werden.

Wechselwirkungen
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind nicht bekannt.

Vorbereitung
Spritze montieren: Der Drehmechanismus (Schraubenspindel mit Schraubenmutter) liegt separat bei. Er ist mehrfach verwendbar, d.h. wenn ein Spritzenkörper aufgebraucht ist, wird er wieder herausgedreht und am nächsten Spritzenkörper befestigt.

Applizieren von Coltosol® F
Kavität mit Wasserspray anfeuchten. Vorbereitetes Coltosol® F mit einem Spatel oder Instrument von der Unterlage aufnehmen und in die Kavität applizieren. Coltosol® F mit einem Stopfer in die Kavität stopfen und durch leichtes Stopfen an die Kavitätenwände adaptieren. Okklusale Kontaktpunkte mit einem Scaler abtragen.
Es wird empfohlen, sehr tiefe Kavitäten nicht bis zum Kavitätenboden zu füllen, damit Coltosol® F leichter wieder aus der Kavität entfernt werden kann.

Härtung
Durch Wasseraufnahme (z.B. Speicheleinwirkung) härtet Coltosol® F innerhalb von 20–30 min oberflächlich. Nach 2–3 h kann die provisorische Füllung mit Kaudruck belastet werden. Die Aushärtung kann beschleunigt werden, indem Coltosol® F vor der Anwendung mit nassen Handschuhen angeknetet wird.

Entfernen von Coltosol® F aus der Kavität
Coltosol® F lässt sich mit dem Bohrer oder Scaler mühelos in grossen Teilstücken wieder aus der Kavität entfernen. Allfällige Rückstände mit Wasserspray aus der Kavität spülen.

Notfallmassnahmen, Symptome, Gegenmittel
Eine akute Gefährdung durch versehentliches Verschlucken von Coltosol® F ist wegen der geringen angewendeten Menge und fehlender Toxizität auszuschliessen. Bei direktem Kontakt mit der Mundschleimhaut ist das Abspülen mit Wasser ausreichend. Bei Kontakt mit den Augen soll gründlich mit Wasser gespült (10 min) und dann ein Augenarzt konsultiert werden.

Toxikologische Eigenschaften
Coltosol® F ist nicht toxisch und nicht sensibilisierend. Kurzzeitig auftretende Schmerzen sind auf den Feuchtigkeitsentzug bei der Härtung zurückzuführen.

Hinweise
Abgabe nur an Zahnärzte oder zahntechnisches Personal oder nur in deren Auftrag.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.
Nach jeder Anwendung Glasdose gut verschliessen oder **Schraubenspindel ein- bis zweimal zurückdrehen** und Deckel wieder auf Spritze aufsetzen.

Haltbarkeit und Markierung
Haltbarkeit/Lagerung
Die mit einem Schutzdeckel versehenen Spritzenkörper sind in alubeschichteten Plastikbeuteln feuchtigkeitssicher (tropic proof) eingeschweisst.
Coltosol® F (in Dosen oder angebrochenen Spritzen) soll dichtverschlossen bei Temperaturen nicht über 23 °C und 50 % rel. Feuchte gelagert werden. Nicht dem direkten Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aussetzen.
Coltosol® F erfüllt den vorgesehenen Zweck bis zum Verfalldatum, das auf den Behältnissen aufgeführt ist.

Markierung
Das Verfalldatum und die Chargen-Nummer LOT sind auf den Behältnissen ersichtlich.

Hygiene-Tips
Die Beachtung der folgenden Hinweise sichert optimale hygienische Bedingungen bei der Verwendung von Coltoso® F:
- Die Portionen sollen nicht direkt am Stuhl dosiert werden; idealerweise im Bereitstellungsbereich für Instrumente.
- Überschüssiges Material auf keinen Fall zurück in die Glasdose geben.

Herausgabe dieser Gebrauchsinformation
08-2016

Instuctions for use **EN**

Definition
Coltosol® F is a chemically hardening, radio-opaque, white filling material for temporary filling of dental cavities. Coltosol® F is a zinc oxide/zinc sulphate-based cement and is designed for short-term temporary applications (designed to be used for max. 1–2 weeks).

Composition
Zinc oxide
Zinc sulphate-1-hydrate
Calcium sulphate-hemihydrate
Diatomaceous earth
EVA resin
Natrium fluoride
Peppermint aroma

Setting
Surface hardens within: 20–30 min
Subjected to mastication pressure after: 2–3 h

Indications
- Temporary fillings of Class I and II cavities.
- Temporary sealing in endodontics.

Contra-indications
Established allergy to one of the components of Coltosol® F.
Long-lasting (more than 2 weeks) temporary filling of cavities in vital teeth.
Temporary filling of cavities which include multiple areas and extend up to or under the gingiva (subgingival).

Side effects
Coltosol® F hardens by absorbing water. Dehydration in the cavities of vital teeth can cause short-term pain. The cavity should therefore be kept moist using a water spray before applying Coltosol® F.
Coltosol® F expands during hardening. This creates a very dense filling with good marginal seal although care must be taken with very thin enamel margins as fracture may result.

Interactions with other agents
Interactions with other agents are unknown.

Preparation
Assembling the syringe: The dispensing mechanism (screw spindle with nut) is packed separately, it can be used repeatedly; i.e. when one syringe body is empty, the screw spindle is turned back completely and attached to the next syringe body.

Application of Coltosol® F
Moisten the cavity with a water spray. Take up prepared Coltosol® F form the pad using a spatula or an instrument and apply into the cavity. Condense Coltosol® F into the cavity using a condenser and adapt to the cavity walls by gently condensing. Remove occlusal contact points with a scaler.
It is advisable not to fill very deep cavities up to the base of the cavity, so that Coltosol® F can be removed more easily from the cavity.

Hardening
The surface of Coltosol® F hardens within 20–30 min by absorbing water (e.g. saliva action). After 2–3 h the temporary filling can be subjected to mastication pressure. To speed up setting, Coltosol® F can be kneaded with wet gloves prior to application.

Removing Coltosol® F from the cavity
Coltosol® F can easily be removed from the cavity in large pieces with a drill or a scaler. Rinse off any residue from the cavity with a water spray.

Emergency measures, symptoms, antidotes
Acute danger due to incidental swallowing of Coltosol® F can be excluded due to the small quantity applied and the lack of toxicity. In the case of direct contact with the oral mucosa, rinsing with tap water is sufficient. In the case of contact with the eyes, rinse thoroughly with water (10 min) and consult an ophthalmologist showing this instructions for use.

Toxicological characteristics
Coltosol® F is non-toxic and non-sensitizing. Short-term pains can be attributed to dehydration during hardening.

Note
Only supplied to dentists and dental laboratories or upon their instructions.
Keep out of the reach of children!
Should not be used after expiry date.

Seal the glass jar tight after every application or **turn back the screw spindle once or twice** and put the cap back on the syringe.

Caution:
Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Shelf life and marking
Shelf life/storage
The syringe bodies, furnished with a protective covering, are vacuum-packed and sealed in aluminium-coated plastic bags (tropic-proof).
Coltosol® F (in glass jars or used syringes) must be stored tightly sealed at temperatures not over 23 °C / 73 °F and 50 % relative humidity. Avoid exposure to direct sunlight or other heat sources.
Coltosol® F fulfills the intended purpose until the expiry date, which is marked on the containers.

Marking
The expiry date and LOT number are marked on the containers.

Hygiene tips
Compliance with the following instructions ensures optimal hygienic conditions when using Coltosol® F:
- The portions should not be dispensed close to the chair; ideally this should be performed in the area for instruments.
- Excess material should under no circumstances be returned to the glass jar.

Date of issue
08-2016

For SDS see
www.coltene.com

Mode d'empoi FR

Définition
Coltosol® F est un ciment provisoire d'obturation blanc, auto-polymérisant et radio-opaque. A base d'oxyde et de sulfate de zinc, Coltosol® F est conçu pour l'obturation à court terme, maximum une à deux semaines.

Composition
Oxyde de Zinc
Sulphate-1-hydrate Zinc
Hémihydrate de sulphate de Calcium
Terres de Diatomées
Résine EVA
Fluorure de Sodium
Arôme Peppermint

Temps de prise

Prise en surface:	20 à 30 min
Résistance à la pression occlusale:	2 à 3 h

Indications
- Obturation provisoire des cavités de Classe I et II
- Obturation provisoire en endodontie

Contre-indications
Allergie avérée à l'un des composants de Coltosol® F.
Obturation coronaire à long terme (plus de deux semaines).
Obturation provisoire des cavités complexes, de grande étendue et dont les limites sont sous-gingivales.

Effets secondaires
La prise de Coltosol® F repose sur l'absorption d'humidité. La déshydratation d'une cavité sur dent vitale peut entraîner une douleur post-opératoire. Par conséquent, la cavité devrait être humidifiée à l'aide d'une seringue à eau avant obturation avec le Coltosol® F.
Coltosol® F présente une expansion de prise. Ceci permet d'obtenir une obturation dense avec un bon joint marginal. Il est cependant recommandé d'être prudent quand les parois amélaires sont fines car elles peuvent se fracturer.

Interactions avec d'autres matériaux
Aucune interaction connue.

Préparation
Assembler la seringue : le mécanisme d'extrusion (vis et écrou) est emballé séparément, et peut être réutilisé. Quand une seringue est vide, la vis peut être démontée et le dispositif fixé sur une autre seringue.

Application de Coltosol® F
Humidifier la cavité. Prélever le Coltosol® F sur le bloc à l'aide d'une spatule ou d'un autre instrument et appliquer dans la cavité. Condenser le Coltosol® F avec un fouloir et adapter délicatement aux parois de la cavité. Soulager les points de contact occlusaux à l'aide d'un instrument. Il est recommandé de ne pas obturer en masse les cavités profondes, pour accélérer la dépose de l'obturation provisoire.

Durcissement
La surface du Coltosol® F durcit en 20 à 30 min par absorption d'eau (la salive par exemple). Après 2 à 3 heures, l'obturation peut être soumise à la pression masticatoire. Pour accélérer la prise, Coltosol® F peut être pétri avec des gants humides avant application.

Dépose de Coltosol® F
Coltosol® F peut être facilement déposé avec une fraise ou un détartreur.
Rincer les éventuels résidus à l'aide de la seringue à eau.

Mesures d'urgence, symptômes, antidotes
L'ingestion accidentelle de Coltosol® F ne présente pas un danger particulier à cause des faibles quantités employées et de son absence de toxicité. En cas de contact avec la muqueuse, un simple rinçage à l'eau suffit. En cas de contact avec l'œil, rincer avec de l'eau pendant 10 minutes et consulter un ophtalmologiste en lui montrant le mode d'emploi.

Caractéristiques toxicologiques
Coltosol® F est non toxique et non allergisant. Une sensibilité post-opératoire de courte durée peut être attribuée à une déshydratation transitoire pendant la prise du matériau.

Note
Matériau réservé aux professionnels, chirurgiens-dentistes et laboratoires de prothèse, ou sur leurs instructions.
Garder hors de portée des enfants!
Ne doit pas être utilisé après la date de péremption.
Refermer le flacon après utilisation, ou dévisser le dispositif d'application d'un ou deux tours avant de replacer le capuchon sur la seringue.

Durée de conservation et marquage
Durée et conditions de conservation
Les seringues sont livrées scellées sous vide d'air dans un emballage alumino-plastique protecteur. Le flacon, ou une seringue entamée de Coltosol® F, doivent être refermés soigneusement et conservés à une température ne dépassant pas 23 °C / 73 °F, avec 50 % d'humidité relative. Eviter l'exposition solaire directe ou à d'autres sources de chaleur. Coltosol® F remplit les indications mentionnées ci-dessus jusqu'à la date de péremption mentionnée sur l'emballage.

Marquage
La date de péremption et le numéro de LOT sont pentionnés sur l'emballage.

Recommandations sur l'hygiène
L'observation des instructions suivantes vous assure des conditions d'hygiène optimales dans l'utilisation de Coltosol® F:
- Le matériau ne devrait pas être prélevé au voisinage du fauteuil. Idéalement, le prélèvement devrait avoir lieu dans la zone dévolue aux instruments.
- Les excès de matériau prélevés ne devraient en aucun cas être remis dans le flacon en verre.

Date de parution
08-2016

Información para el uso ES

Definición
Coltosol® F es un material de obturación por endurecimiento químico, radio-opaco, de color similar al diente, para el empaste provisional de cavidades dentales. Coltosol® F se compone de cemento de óxido de cinc/de sulfato de cinc y ha sido concebido para empastes provisionales de poca duración (máximo de una a dos semanas).

Composición
Óxido de cinc
Sulfato de cinc-1-hidrato
Sulfato de calcio-hemihidrato
Tierra de diatomeas
Resina EVA
Fluoruro de Natrium
Aroma de menta

Endurecimiento

Endurecimiento superficial en un e spacio de tiempo de:	20–30 min
Se puede exponer a esfuerzo masticando después de:	2–3 h

Campos de aplicación
- Empastes provisionales en cavidades de las clases I y II.
- Cierre provisional en la endodoncia.

Contraindicaciones
En caso de alergia demostrada a los componentes del Coltosol® F.
Empastes provisionales de larga duración (de más de 2 semanas) en cavidades de dientes vitales. Empastes provisionales con una preparación de cavidad de varias capas que llega hasta la gingiva o debajo de ella (subgingival).

Efectos secundarios
Coltosol® F se endurece por absorción de agua. En cavidades de dientes vitales pueden llegar a producirse breves momentos de dolor por deshidratación de la pieza. Por esta razón, antes de aplicar el Coltosol® F se tiene que humedecer la cavidad con un spray de agua.
Coltosol® F se expande al endurecerse. Por un lado ello significa un alto grado de hermeticidad del empaste provisional, sin embargo, podría ocasionar la fractura de los bordes del esmalte si éstos quedaran excesivamente finos.

Interacciones
Se desconocen interacciones con otras sustancias.

Preparación
Cómo montar la jeringa: El mecanismo de giro (husillo de rosca y tuerca) se adjunta por separado. Es de aplicación múltiple, es decir, cuando una jeringa se haya gastado, se puede desenroscar el husillo de rosca y se vuelve a enroscar sobre la siguiente jeringa.

Aplicación de Coltosol® F
A continuación se deberá humedecer la cavidad con rociado de agua. Recoger el Coltosol® F preparando la superficie con una espátula u otro instrumento y aplicarlo a la cavidad. Rellenar la cavidad con Coltosol® F mediante un instrumento astringente y adaptar el producto a las paredes de la cavidad presionándolo ligeramente. Quitar puntos de contacto oclusivos con un escalpelo. Se recomienda no rellenar cavidades profundas hasta el fondo, a fin de poder volver a extraer Coltosol® F fácilmente de la cavidad.

Endurecimiento
Coltosol® F se enducere superficialmente en un espacio de tiempo de 20 a 30 min si entra en contacto con agua (p.ej. por efecto de la saliva). Después de 2 ó 3 h. se puede masticar normalmente con el empaste provisional. Si se desea acelerar el endurecimiento del Coltosol® F, amasar con unos guantes antes de su aplicación.

Extraer Coltosol® F de la cavidad
Con ayuda de un ultrasonido o de una fresa se puede extraer el empaste Coltosol® F sin dificultad alguna de la cavidad sacándolo por partes. A continuación deberá enjuagarse la cavidad con rociado de agua para limpiarla de restos.

Medidas a tomar en caso de emergencia, síntomas, contramedidas
Se pueden excluir un peligro agudo al tragar por descuido Coltosol® F, ya que no es tóxico. En caso de contacto directo con la mucosa bucal bastará con enjuagarse con agua. En caso de entrar en contacto con los ojos, éstos se deben limpiar con abundante agua (10 min) y se debe consultar a un oculista.

Propiedades toxicológicas
Coltosol® F no es tóxico ni sensibilizante. Los breves dolores que se originasen son debidos a la falta de agua durante el proceso de endurecimiento.

Advertencias
A suministrar sólo a dentistas y laboratorios dentales

o bajo su autorización.
¡Conservar fuera del alcance de los niños!
No utilizar el material una vez caducado.
Después de cada aplicación deberá cerrarse bien el envase de vidrio o bien girar hacia atrás **el émbolo de rosca una o dos veces** y volver a poner la tapa sobre la jeringa.

Conservación y caducidad
Almacenamiento/Conservación
Los cuerpos de jeringa están envasados al vacío dentro de una fina película de plástico recubierta con aluminio, sellados individualmente y protegidos de la humedad (tropic-proof).
Coltosol® F (en envase vidrio o en jeringas siendo utilizadas) debe guardarse fuertemente cerrado y a temperatura que no excede de 23 °C / 73 °F y con una humedad relativa del 50 %. No exponer a la luz directa del sol u otras fuentes de calor.
Coltosol® F cumple con la finalidad prevista hasta la fecha de caducidad, que viene indicada en los recipientes.

Marcado
La fecha de caducidad y el número de lote LOT pueden verse en los recipientes.

Consejos higiénicos
Observándose las advertencias que se hacen a continuación, se aseguran condiciones higiénicas óptimas al usarse el Coltosol® F:
- No se deberán dosificar las porciones junto al sillón del paciente; el lugar idóneo es el de la colocación y preparación de los instrumentos.
- El material sobrante no se deberá, en ningún caso volver a introducir en el envase de vidrio.

Publicación de esta información
08-2016

Informazioni per l'uso — IT

Definizione
Coltosol® F è una massa d'otturaz ione provvisoria di colore bianco per cavità dentali, opaca ai raggi X e ad indurimento chimico. Coltosol® F è a base di cemento all'ossido e al solfato di zinco, per otturazioni provvisorie (non oltre 1 o 2 settimane).

Composizione
Ossido di zinco
Idrato-1-solfato di zinco
Emiidrato solfato di calcio
Diatomite
Resina EVA
Fluoruro di sodio
Aroma alla menta

Dati tecnici

Indurimento della superficie nel giro di:	20–30 min
Sollecitazioni derivanti dalla masticazione sostenibili dopo:	2–3 h

Campi d'impiego
- Otturazioni provvisorie di cavità delle classi I e II.
- Chiusura provvisoria nella regione endodentale.

Controindicazioni
In caso di allergie a uno dei componenti di Coltosol® F. Otturazione provvisoria di cavità dentarie in denti vitali per lunghi periodi (più di 2 settimane). Chiusura di otturazioni provisorie nelle quali la cavità presenta più superfici e arriva vicino alla gengiva o fin sotto la gengiva (subgengivale).

Effetti collaterali
Coltosol® F indurisce assorbendo acqua. In cavità dentarie non devitalizzate, la mancanza di umidità può esser causa di dolori di breve durata. La cavità deve quindi essere mantenuta umida con uno spray ad acqua prima dell'applicazione di Coltosol® F. Coltosol® F si espande indurendosi. Ciò garantisce da un lato otturazioni provvisorie assai dense; dall'altro è possibile che bordi di smalto molto sottili si scheggino.

Interazioni con altri materiali
Nessuna conosciuta.

Preparazione
Montaggio della siringa: il meccanismo di dosaggio (l'asta filettata e la ghiera) è confezio-nato separatamente e può essere utilizzato più volte; ad esempio quando un corpo siringa è vuoto, l'asta filettata viene svitata completamente ed agganciata ad un altro corpo siringa.

Applicazione di Coltosol® F
Inumidire la cavità con spray ad acqua. Prelevare il preparato di Coltosol® F dal tampone con una spatola o con un altro strumento ed inserirlo nella cavità. Applicare Coltosol® F con un condensatore per amalgama e adattare accuratamente ai bordi della cavità. Rimuovere i contatti occlusali con uno scaler. Si consiglia di non riempire fino in fondo cavità molto profonde, affinché la rimozione di Coltosol® F dalla cavità possa avvenire più facilmente.

Indurimento
Assorbendo acqua (es. azione salivare), la superficie di Coltosol® F indurisce nel giro di 20 o 30 min. Dopo 2 o 3 h l'otturazione provvisoria resiste alle sollecitazioni derivanti dalla masticazione. Per velocizzare la presa/l'indurimento, Coltosol®F può essere lavorato con guanti umidi prima dell'applicazione.

Rimozione di Coltosol® F dalla cavità
Coltosol® F è facilmente rimovibile dalla cavità, a grossi pezzi, con una fresa o uno scaler. Eliminare eventuali pezzetti residui dalla cavità con lo spray ad acqua.

Pronto soccorso, sintomi e rimedi
Si escludono gravi danni in seguito ad accidentale inserimento di Coltosol® F, per via del dosaggio ridotto e data la atossicità del prodotto. In caso di contatto diretto con le mucose è sufficiente risciacquare con acqua. In caso di contatto con gli occhi risciacquare con abbondante acqua di rubinetto (per almeno 10 min), quindi consultare un oculista.

Caratteristiche tossicologiche
Coltosol® F non è tossico né sensibilizzante. La comparsa di dolori di breve durata è da ricondurre alla mancanza di umidità durante l'indurimento.

Avvertenze
L'acquisto è concesso solo ai medici dentisti, o persone da loro incaricate.
Tenere lontano dalla portata dei bambini!
Non utilizzare dopo la data di scadenza.
Dopo ogni applicazione chiudere bene il flacone di vetro, oppure girare una o due volte in senso opposto l'asta filettata e rimettere il cappuccio sulla siringa.

Durata e scadenza
Durata/Stoccaggio
I corpi siringa sono confezionati sotto vuoto e sigillati in sacchetti ricoperti di alluminio a prova di umidità (tropic-proof).
Coltosol® F (nel flacone di vetro o nella siringa già adoperata) va conservato ermeticamente chiuso ad una temperatura non superiore a 23 °C / 73 °F con una umidità relativa del 50 %. Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole o a fonti di calore.
Coltosol® F può essere utilizzato fino alla data di scadenza indicata sui contenitori.

Scadenza
La data di scadenza e il numero di lotto LOT sono indicati sulle confezioni.

Raccomandazioni per l'igiene
Osservando le seguenti indicazioni, si assicurano condizioni igieniche ottimali per l'utilizzo di Coltosol® F:
- Dosare le porzioni su di un blocco per miscelazione o sul vassoio individuale del paziente.
- Il materiale in eccesso non va mai rimesso nel flacone di vetro.

Data di pubblicazione delle istruzioni:
08-2016

Bruksanvisning — SV

Definition
Coltosol® F är ett kemiskt härdande, röntgen-kontrasterande, vitt fyllningsmaterial för provisoriska fyllningar av tandkaviteter. Coltosol® F baserar på zinkoxid-/zinksulfatcement och är konciperat för korttidsprovisorier (max. 1–2 veckor).

Sammansättning
zinkoxid
zinksulfat-1-hydrat
kalciumsulfat-hemihydrat
diatomacéjord
EVA harts
natriumfluorid
pepparmyntarom

Härdningstid

Ytlig härdning inom:	20–30 min
Genom tuggkraft belastbar efter:	2–3 h

Användnigsområde
- Provisoriska fyllningar av kaviteter av klass I och II.
- Provisorisk förslutning i endodontin.

Kontraindikationer
Vid allergier mot beståndsdelar av Coltosol® F. Långvariga (mer än 2 veckor) provisoriska fyllningar av kaviteter i vitala tänder. Provisoriska fyllningar, vid vilka preparationen omfattar flera ytor och går till, resp. under gingiva (subgingival).

Biverkningar
Coltosol® F härdas genom vattenupptagning. Genom att vatten undandras kan kortvarigt smärtor i kaviteten på vitala tänder uppstå. Kaviteten bör därför fuktas med vattenspray innan Coltosol® F appliceras.
Coltosol® F expanderar vid härdningen. Detta för å ena sidan till mycket täta provisoriska fyllningar, å andra sidan kan mycket tunna emaljränder sprängas.

Växelverkningar
Växelverkningar med andra medel är inte bekant.

Förberedning
Montera sprutan: Skruvmekanismen (skruvspindel med mutter) levereras separat. Den kan återanvändas, d.v.s. när innehållet i en spruta är förbrukat, skruvas den ur och sätts på nästa spruta.

Applikation av Coltosol® F
Fukta kaviteten med vattenspray. Applicera förberett Coltosol® F med en spatel eller instrument i kaviteten. Fyll kaviteten med Coltosol® F med hjäp av en stoppare och adaptera genom lätt stoppning mot kavitetsväggarna. Okklusala kontaktpunkter avlägsnas med en scaler. Det är att rekommendera att inte fylla ända till botten i mycket djupa kaviteter. Så underlättas senare avlägs-nandet av Coltosol® F ur kaviteten.

Härdning
Genom vattenupptagning (t.ex. salivinverkan) härdas Coltosol® F ytligt inom 20–30 min. Efter 2–3 timmar kan den provisoriska fyllningen belastas med tuggkraft. Härdningen kan påskyndas genom att Coltosol® F knådas med våta handskar före användning.

Avlägsnande av Coltosol® F ur kaviteten
Coltosol® F kan utan problem avlägsnas ur kaviteten i stora stycken, med hjälp av borr eller scaler. Spola ur eventuella rester med vattenspray.

Skyddsåtgärder, symptom, motmedel
Akut fara vid ofrivilligt sväljande av Coltosol® F består ej, då mängderna är mycket små och ogiftiga. Vid direkt kontakt med munslemhinnan räcker det att skölja med rikligt med vatten. Vid ögonkontakt skölj med rikligt med vatten (10 min) och uppsök ögonläkare.

Toxikologiska egenskaper
Coltosol® F är ej toxiskt eller sensibiliserande. Kortvarigt uppträdande smärtor beror på fuktighetsförlust vid härdningen.

Upplysningar
Utlämnas endast till tandläkare eller tandteknisk personal eller i dessas uppdrag.
Förvaras oåtkomligt för barn!
Får ej användas efter förfallodatum.
Tillslut glasburken väl efter varje användning eller **skruva tillbaka skruvspindeln en- till två gånger** och sätt på locket på sprutan.

Hållbarhet och lagring
Hållbarhet/lagring
De med ett skyddslock försedda sprutorna är insvetsade i fuktsäkra (tropic proof) alubelagda plastförpackningar. Coltosol® F (i burk eller öppnad spruta), tätt förslutna, får ej lagras vid temperaturer över 23 °C / 73 °F och 50 % luftfuktighet. Får ej utsättas för direkt solljus eller annan värmekälla.
Coltosol® F uppfyller sitt ändamål fram till det förfallodatum, som återfinns på förpackningen.

Markering
Förfallodatum och LOT nr finns angivna på förpackningen.

Hygientips
Beaktande av följande råd säkrar optimala förutsättningar vid användande av Coltosol® F:
- portionerna bör ej doseras direkt vid behandlingsstolen; idealiskt är att dosera inom instrumenteringsområdet.
- överflödigt material får absolut inte läggas tillbaka i burken.

Bruksanvisningen utgiven
08-2016

Gebruiksaanwijzing NL

Definitie
Coltosol® F is een chemisch hardend, röntgenondoorlaatbaar, wit vullingsmateriaal voor tijdelijke vullingen van caviteiten. Coltosol® F is een cement gebaseerd op zinkoxide/zinksulfaat en is ontwikkeld voor gebruik op korte termijn voor provisorische vullingen (in principe max. 1–2 weken te gebruiken).

Samenstelling
Zinkoxide
Zinksulfaat-1-hydraat
Calciumsulfaat-hemihydraat
Diatomeeën aarde
EVA kunststof
Natriumfluoride
Pepermuntaroma

Uitharding
Uitharding aan het oppervlak binnen: 20–30 min
Belastbaar door kauwdruk na: 2–3 u.

Aanwijzingen
- Tijdelijke vulling van klasse I en II-caviteiten
- Tijdelijke endodontische afsluiting

Tegenaanwijzingen
Bestaande allergie voor één van de bestanddelen van Coltosol® F. Langdurige (meer dan twee weken) tijdelijke vulling van caviteiten in vitale tanden. Tijdelijke vulling van caviteiten, van meerdere vlakken reikend tot of onder de gingiva (sub-gingivaal).

Neveneffecten
Coltosol® F verhardt door wateropname. Uitdroging in de caviteiten van vitale tanden kan kortstondige pijn veroorzaken. Daarom moet de caviteit bevochtigd worden met waterspray voordat men Coltosol® F aanbrengt.
Coltosol® F zet uit bij verharding. Dit vormt een dichte vulling met goede randafsluiting, alhoewel men moet oppassen met zeer dunne glazuur-wanden omdat breuken kunnen ontstaan.

Interacties met andere componenten
Interacties met andere componenten zijn onbekend.

Voorbereiding
Spuit monteren: het houdermechanisme (schroefspindel met schroefmoer) is apart verpakt. Het kan meerdere keren gebruikt worden, d.w.z. wanneer een spuithuls leeg is, kan de schroefspindel eruit gedraaid worden en aan de volgende spuithuls bevestigd worden.

Aanbrengen van Coltosol® F
Bevochtig de caviteit met waterspray. Neem de voorbereide Coltosol® F van het mengblad met een spatel of instrument en breng het in de caviteit aan. Pers de Coltosol® F in de caviteit met een stopper en pas het aan aan de wanden van de caviteit door zachtjes aan te drukken.
Verwijder occlusale contactpunten met een scaler. Het is aan te raden heel diepe caviteiten niet tot op de bodem te vullen, zodat de Coltosol® F gemakkelijker uit de holte verwijderd kan worden.

Uitharding
De oppervlakte van Coltosol® F verhardt binnen 20–30 min door absorptie van water (bv. speekselinwerking). Na 2–3 u kan de tijdelijke vulling onderworpen zijn aan kauwdruk. Om de uitharding te versnellen, kan de Coltosol® F voor het gebruik gekneed worden met natte handschoenen.

Coltosol® F verwijderen uit de caviteit
Coltosol® F kan gemakkelijk verwijderd worden uit de caviteit met een boor of scaler. Spoel de restjes uit de caviteit weg met een waterspray.

Noodmaatregelen, symptomen, antidotum
Acuut gevaar door het incidenteel inslikken van Coltosol® F mag uitgesloten worden omdat er maar een kleine hoeveelheid gebruikt wordt en de giftigheid onbestaande is. In geval van direct contact met het mondslijmvlies is spoelen met water voldoende. In geval van contact met de ogen, grondig spoelen met water (10 min) en contact opnemen met een oogarts. Laat hem/haar deze gebruiksaanwijzing zien.

Toxicologische kenmerken
Coltosol® F is niet giftig, noch irritatieverwekkend. Pijnen op korte termijn kunnen toegeschreven worden aan uitdroging tijdens het uitharden.

Nota
Wordt enkel geleverd aan tandartsen en tandheelkundige laboratoria of op hun aanvraag.
Buiten het bereik van kinderen bewaren!
Mag niet gebruikt worden na de vervaldatum.
Sluit de glazen pot goed af na elk gebruik of draai de schroefspindel 1 of 2 keer terug en zet het dopje terug op de spuit.

Houdbaarheid en markering
Houdbaarheid/opslag
De spuithulzen, voorzien van een beschermlaagje, zijn vacuüm verpakt en afgesloten in plastieken zakjes met een aluminium laagje (tropic-proof). Coltosol® F (in glazen potjes of in aangebroken spuitjes) moet bewaard in een goed afgesloten verpakking bij een temperatuur lager dan 23 °C / 73 °F en 50 % rel. vochtigheid. Vermijd blootstelling aan het directe zonlicht of aan andere warmtebronnen.
Coltosol® F is slechts bruikbaar tot de vervaldatum, die op de verpakking vermeld staat.

Markering
De vervaldatum en het LOT nummer zijn op de verpakking vermeld.

Hygiene tips
Rekening houden met de volgende raadgevingen verzekert optimale hygiënische voorwaarden bij het gebruik van Coltosol® F:
- Het product niet in directe omgeving van de patiëntenzetel bereiden; bereiding aan het instrumententenwerkblad.
- Overschot van materiaal in geen geval terug in de glazen pot doen.

Datum van gebruiksinformatie
08-2016

Brugsanvisning DA

Definition
Coltosol® F er et kemisk hærdende, radiopac, hvidt fyldningsmateriale til midlertidige fyldninger af dentale kaviteter. Coltosol® F er en zink oxid/zink sulfat baseret cement og er designet til kortvarige midlertidige appliceringer (designet til brug i max. 1–2 uger).

Komposition
Zink oxide
Zink sulphate-1-hydrate
Calcium sulphate-hemihydrate
Diatomaceous earth
EVA resin
Natrium Fluoride
Peppermint aroma

Hærdning
Overflade hærder indenfor: 20–30 min
Udsættes for tand tryk efter: 2–3 timer

Indikationer
- Midlertidige fyldninger af Klasse I og II kaviteter.
- Midlertidig forsegling i endodontik.

Kontraindikationer
Kendt allergi overfor en af komponenterne i Coltosol® F.
Længerevarende (mere end 2 uger) midlertidig fyldning af kaviteter i vitale tænder.
Midlertidig fyldning af kaviteter som inkluderer multiple områder og strækker sig op til eller under gingiva (subgingival).

Bivirkninger
Coltosol® F hærder ved at absorbere vand. Dehydrering i kaviteterne i vitale tænder kan forårsage kortvarig smerte. Kaviteten bør derfor holdes fugtig med en vandspray før Coltosol® F benyttes.
Coltosol® F udvider sig under hærdningen. Dette skaber en meget tæt fyldning med god marginal forsegling, selvom der bør tages forbehold for meget tynde emalje margener, da der kan opstå fraktur.

Interaktioner med andre agenter
Der er ingen kendte interaktioner med andre agenter.

Præparation
Samling af sprøjten: Dispenser mekanismen er pakket separat., den kan bruges gentagne gange; f. eks. når en sprøjte er tom kan den skrues helt tilbage og fastgøres på den næste sprøjte.

Applicering af Coltosol® F
Kaviteten fugtes med en vandspray. Det allerede forberedte Coltosol® F tages op med en spatel eller et instrument og lægges i kaviteten. Coltosol® F trykkes sammen i kaviteten med en condenser og tilpasses kavitetens vægge ved forsigtig sammentrykning. Okklusale kontaktpunkter fjernes med en scaler.
Det tilrådes ikke at fylde meget dybe kaviteter op til basen af kaviteten, da Coltosol® F så nemmere kan fjernes fra kaviteten.

Hærdning
Overfladen af Coltosol® F hærder indenfor 20–30 min ved at absorbere vand (f. eks. spyt). Efter 2–3 timer kan den midlertidige fyldning udsættes for tryk. For at mindske hærdetiden kan Coltosol® F ældtes med våde handsker inden applicering.

Fjernelse af Coltosol® F fra kaviteten
Coltosol® F kan nemt fjernes fra kaviteten i store stykker med et bor eller scaler. Eventuelle rester i kaviteten skylles væk med vandspray.

Nødprocedurer, symptomer, antidoter
Akut risiko for at synke Coltosol® F kan udelukkes grundet den lille mængde og dets ugiftighed. I tilfælde af direkte kontakt med mundslimhinderne er det tilstrækkeligt at skylle med vand. I tilfælde af kontakt med øjnene, skylles grundigt med vand (10 min) og en øjenlæge kontaktes medbringende denne brugervejledning.

Toksikologisk karakteristik
Coltosol® F er ikke-toksisk og ikke-sensibiliserende. Kortvarige smerter kan tilskrives dehydrering under hærdning.

Bemærk
Leveres kun til tandlæger og dental laboratorier eller efter deres instrukser.
Holdes udenfor børns rækkevidde!
Bør ikke bruges efter udløbsdato.
Luk glasset tæt efter brug eller drej dispenser mekanismen et par gange og sæt hætten tilbage på sprøjten.

Holdbarhed og afmærkning
Holdbarhed/opbevaring
Sprøjtekammeret med beskyttelse, er vakuum pakket og forseglet i aluminium dækkede plastikposer. Coltosol® F (i glas eller brugte sprøjter) skal opbevares tæt forseglet ved temperaturer ikke over 23 °C/ 73 °F og 50 % relativ luftfugtighed. Undgå direkte varme og sollys. Coltosol® F opfylder betingelserne for brug indtil udløbsdato, som er afmærket på beholderne.

Afmærkning
Udløbsdato og LOT nummer er vist på beholderne.

Hygiejne tips
Følgende instrukser sikrer optimale hygiejniske betingelser når der bruges Coltosol® F:
- Portionerne bør ikke afmåles tæt ved stolen, det bør gøres i instrument området.
- Overskydende materiale bør under ingen omstændigheder puttes tilbage i glasset.

Brugsanvisning dateret
08-2016

Οδηγίες χρήσης EL

Ορισμός
Το Coltosol® F είναι ένα χημικά πολυμεριζόμενο, ακτινοσκιερό, λευκό εμφρακτικό υλικό για προσωρινές εμφράξεις κοιλοτήτων. Το Coltosol® F είναι μια κονία με βάση το οξείδιο του ψευδαργύρου και το θειικό ψευδάργυρο για προσωρινές εμφράξεις κοιλοτήτων (χρόνος παραμονής, το μέγιστο 1–2 εβδομάδες).

Σύνθεση
Οξείδιο ψευδαργύρου
Θειικός ψευδάργυρος-1-ένυδρος
Θειικό ασβέστιο-ημιένυδρο
Διατομική γη
EVA ρητίνη
Φθοριόντα νατρίου
Άρωμα μέντας

Πολυμερισμός
Σκληρότητα επιφανείας σε: 20–30 λεπτά
Υποβολή σε μασητική πίεση σε: 2–3 ώρες

Ενδείξεις
- ροσωρινές εμφράξεις κοιλοτήτων I και II ομάδας.
  ροσωρινές εμφράξεις κοιλοτήτων στην ενδοδοντική θεραπεία.

Αντενδείξεις
Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αλλεργίας σε ένα από τα συστατικά του Coltosol® F.
Επί μακρόν παραμονή (περισσότερο από 2 εβδομάδες) ως προσωρινό εμφρακτικό υλικό κοιλοτήτων σε ζωντανά δόντια.
Ως προσωρινό εμφρακτικό υλικό κοιλοτήτων που εκτείνονται υπερουλικά ή υποουλικά.

Δευτερεύουσες αντιδράσεις
Το Coltosol® F σκληρύνεται στο στόμα απορροφώντας νερό. Η αφυδάτωση των κοιλοτήτων στα ζωντανά δόντια μπορεί να προκαλέσει βραχυπρόθεσμο πόνο. Γι' αυτό το λόγο οι κοιλότητες πρέπει να διατηρούνται υγρές με τη χρήση σπρέυ νερού πριν την τοποθέτηση του Coltosol® F.
Το Coltosol® F διαστέλλεται και απλώνεται κατά τη διάρκεια του πολυμερισμού του. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια πολύ πυκνή έμφραξη με πολύ καλή οριακή προσαρμογή. Χρειάζεται όμως προσοχή όταν τα όρια της αδαμαντίνης είναι πολύ λεπτά γιατί μπορεί να προκληθούν κατάγματα.

Αλληλεπιδράσεις με άλλους παράγοντες
Αλληλεπιδράσεις με άλλους παράγοντες δεν είναι γνωστές.

Παρασκευή
Συναρμολογήστε τη σύριγγα: ο μηχανισμός δοσιμέτρησης (βιδωτός άξονας με λαβή) μπορεί να χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως; π.χ όταν μία σύριγγα έχει αδειάσει στρέφετε το βιδωτό άξονα αριστερόστροφα, τον απομακρύνετε από την άδεια σύριγγα και τον τοποθετείτε σε μία άλλη καινούργια.

Τοποθέτηση του Coltosol® F
Υγράνετε την κοιλότητα με σπρέυ νερού. Πάρτε με μία σπάθη ή με ένα εργαλείο την ήδη δοσιμετρημένη ποσότητα του Coltosol® F από το μπλοκάκι ανάμιξης και τοποθετήστε την στην κοιλότητα. Συμπυκνώστε το Coltosol® F στην κοιλότητα με ένα εργαλείο συμπύκνωσης και απλώστε το στα τοιχώματα της κοιλότητας με ήπιες κινήσεις. Απομακρύνετε τις περίσσειες στη μασητική επιφάνεια. Συνιστούμε να μην υπερεμφράσσετε βαθιές κοιλότητες για να μπορεί να απομακρυνθεί το Coltosol® F πιο εύκολα από αυτές.

Πολυμερισμός
Η επιφάνεια του Coltosol® F σκληρύνεται μέσα σε 20–30 λεπτά απορροφώντας νερό από την κοιλότητα (π.χ επίδραση σάλιου). Αφού περάσουν 2–3 ώρες από την τοποθέτησή του στην κοιλότητα, η προσωρινή έμφραξη μπορεί να υποβληθεί σε μασητικές πιέσεις. Για να επιταχύνετε το χρόνο πολυμερισμού του Coltosol® F πρέπει πριν να το τοποθετήσετε να το μαλάξετε στο χέρι σας με υγρά γάντια.

Απομάκρυνση του Coltosol® F από την κοιλότητα
Το Coltosol® F μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί από την κοιλότητα σε μεγάλα κομμάτια με μία φρέζα ή με ένα εργαλείο απόξεσης. Μετά την απομάκρυνσή του από την κοιλότητα, ξεπλύνετε την κοιλότητα με άφθονο σπρέυ νερού για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης, συμπτώματα, αντίδοτα
Ο αυξημένος κίνδυνος από την τυχαία κατάποση του Coltosol® F πρέπει να αποκλειστεί λόγω της πολύ μικρής χρησιμοποιούμενης ποσότητας και της έλλειψης τοξικότητας. Σε περίπτωση άμεσης επαφής με το στοματικό βλεννογόνο, ξεπλύνετε με άφθονο τρεχούμενο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο τρεχούμενο νερό (10 λεπτά) και συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο επιδεικνύοντάς του τις οδηγίες χρήσεως του υλικού.

Τοξικολογικά χαρακτηριστικά
Το Coltosol® F είναι ένα υλικό μη τοξικό και δεν προκαλεί ευαισθησίες. Τυχόν βραχυπρόθεσμος οδοντικός πόνος μπορεί να αποδοθεί στην αφυδάτωση της κοιλότητας κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης του υλικού.

Σημείωση
Παραδίδεται μόνο σε οδοντιάτρους και οδοντοτεχνίτες ή σύμφωνα προς τις οδηγίες αυτών.
Κρατήστε το προιόν μακριά από τα παιδιά!
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξεώς του.
Μετά από κάθε εφαρμογή κλείνετε το καπάκι στο βαζάκι ή γυρίστε προς τα πίσω το βιδωτό άξονα της σύριγγας μία ή δύο φορές και κλείστε τη σύριγγα με το καπάκι.

Διάρκεια ζωής και σήμανση
Διάρκεια ζωής/φύλαξη
Οι σύριγγες προστατεύονται με ένα αεροστεγές, πλαστικό περίβλημα με επένδυση αλουμινίου (tropic-proof). Το Coltosol® F είτε σε βαζάκι είτε σε σύριγγες πρέπει να φυλάσσεται ερμητικά κλειστό σε θερμοκρασίες όχι υψηλότερες των 23 °C / 73 °F και σχετική υγρασία 50%. Αποφύγετε την έκθεση του υλικού στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλλες πηγές θερμότητας. Το Coltosol® F εκπληρεί τους προτεινόμενους γι' αυτό σκοπούς μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξεώς του.

Σήμανση
Η ημερομηνία λήξεως και ο αριθμός παρτίδας LOT αναγράφονται επί της συσκευασίας.

Συμβουλές υγιεινής
Οι παρακάτω συμβουλές εξασφαλίζουν άριστη υγιεινή κατά τη χρήση του Coltosol® F:
- οι ποσότητες πρέπει να δοσιμετρούνται όχι κοντά στην έδρα, αλλά κατά προτίμηση στην περιοχή για τα εργαλεία.
- τυχόν περίσσεια της ήδη δοσιμετρημένης ποσότητας σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετείται ξανά μέσα στο βαζάκι.

Ημερομηνία έκδοσης οδηγιών χρήσεως
08-2016

Instruções de utilização PT

Definição
O Coltosol® F é um material para obturação provisória das cavidades dentárias auto-polimerizável, rádio-opaco e branco. O Coltosol® F é um cemento à base de óxido de zinco/sulfato de zinco e foi concebido para aplicações provisórias de curta duração (destinado a ser usado no máx. 1–2 semanas).

Composição
Óxido de zinco
Sulfato de zinco monohidratado
Sulfato de cálcio hemihidratado
Terra de diatomáceas
Acrílico copolímero de etileno-vinil acetato
Fluoreto de sódio
Aroma de hortelã-pimenta

Secagem
A superfície endurece em: 20–30 min
Se sujeito a pressão de mastigação após: 2–3 h

Indicações
- Obturações provisórias de cavidades tipo I e II.
- Selagem provisória em endodôncia.

Contra-indicações
Alergia declarada a um dos componentes do Coltosol® F.
Obturação provisória de longa duração (mais de 2 semanas) de cavidades de dentes vitais.
Obturação provisória de cavidades que incluem várias áreas e se estendem até à gengiva ou abaixo desta (subgengival).

Efeitos colaterais
O Coltosol® F endurece com a absorção de água. A desidratação das cavidades dos dentes vitais pode provocar uma curta dor. A cavidade deve, assim, ser humedecida com um spray aquoso antes de se aplicar o Coltosol® F.
O Coltosol® F dilatase durante o endurecimento, o que provoca uma obturação muito densa e com uma boa selagem marginal. Deve, no entanto, terse atenção às bordas amelares muito finas, que podem resultar em fractura.

Interacções com outras substâncias
Não se conhecem interacções com outras substâncias.

Preparação
Montagem da seringa: O mecanismo de aplicação (fuso roscado com porca) é embalado em separado e pode ser usado várias vezes, ou seja, quando um corpo de seringa estiver vazio, o fuso roscado é desatarraxado completamente e atarraxado no próximo corpo de seringa.

Aplicação de Coltosol® F
Humedeça a cavidade com um spray aquoso. Retire o Coltosol® F preparado do suporte com uma espátula ou um instrumento e aplique na cavidade. Condense o Coltosol® F na cavidade com um condensador e

adapte às paredes da cavidade, condensando suavemente. Remova os pontos de contacto oclusais com um escavador.
Aconselhase a não encher cavidades muito profundas até à base, para que o Coltosol® F possa ser removido mais facilmente da cavidade.

Endurecimento
A superfície de Coltosol® F endurece dentro de 20-30 min com a absorção de água (p.ex. acção da saliva). Após 2–3 h, a obturação provisória já pode ser sujeita a pressão de mastigação.
Para acelerar a secagem, o Coltosol® F pode ser moldado com luvas húmidas antes de ser aplicado.

Remoção de Coltosol® F da cavidade
O Coltosol® F pode ser removido facilmente da cavidade em pedaços grandes com uma broca ou escavador. Limpe da cavidade qualquer resíduo com um spray aquoso.

Medidas de emergência, sintomas, antídotos
Não há perigo grave de ingestão acidental de Coltosol® F devido às pequenas quantidades aplicadas e à ausência de toxicidade. Em caso de contacto directo com a mucosa oral, basta lavar com água da torneira. Em caso de contacto com os olhos, lave abundantemente com água (10 min) e consulte um oftalmologista, mostrandolhe estas instruções de utilização.

Características toxicológicas
O Coltosol® F revelouse não tóxico e não sensibilizante. O aparecimento de uma curta dor pode dever-se à desidratação durante o endurecimento.

Observação
Fornecido apenas a dentistas e laboratórios dentários ou de acordo com as instruções destes.
Manter fora do alcance das crianças!
Não deve ser usado após a data de validade!
Feche bem o boião de vidro após cada aplicação **ou desatarraxe o fuso roscado uma ou duas voltas** e volte a colocar a tampa da seringa.

Durabilidade e marcação
Durabilidade/armazenamento
Os corpos de seringa, fornecidos com uma capa de protecção, são embalados a vácuo e selados em sacos de plástico revestidos a alumínio, totalmente impermeáveis à humidade (tropic-proof).
O Coltosol® F (em boiões de vidro ou seringas usadas) deve ser armazenado bem fechado a uma temperatura não superior a 23 °C / 73 °F e 50 % de humidade relativa. Evite exposição à luz solar directa ou a outras fontes de calor.
O Coltosol® F cumpre o fim para que foi concebido durante o seu período de validade, indicado nos recipientes.

Marcação
A data de validade e número de lote LOT ão indicados nos recipientes.

Sugestões de higiene
A observação das seguintes instruções garante condições de higiene óptimas na utilização de Coltosol® F:
- As porções não devem ser doseadas directamente ao lado da cadeira; o sector de instrumentos é o ideal para isso.
- O material excedentário não deve nunca ser colocado novamente no boião de vidro.

Data de publicação
08-2016

Kullanma talimatı — TR

Açıklama
Coltosol® F kavitenin geçici dolguları için kimyasal yolla sertleşen, röntgenopak olan, beyaz dolgu maddesidir. Coltosol® F Çinkooksit/Çinko sulfat bazlı olup kısa süreli geçici dolgular için (en fazla 1-2 hafta) tasarlanmıştır.

Bileşimi
Çinkooksit
Çinkosulfat-1-hidrat
Kalsiyumsulfat-hemihidrat
Diatomeenerde
EVA Harz
Sodyumflorid
Nane aroması

Sertleşme
Yüzey sertlesmeşi: 20–30 dakika içinde
Çiğneme baskısına dayanması: 2–3 saat içinde

Kullanım alanları
- I. ve II. sınıf kavitelerin geçici dolgularında
- Endodontide geçici kapanışlarda

Tepkiler
Cotosol® F'in içeriğinden herhangi bir maddeye alerjisi olanlarda. Vital dişlerin kavitelerinde uzun süreli (2 haftadan fazla) kalması durumunda. Kavitenin çok yönlü hazırlanması durumunda ve Gingiva'ya (subgingival) kadar açılan geçici dolgularda.

Yan etkiler
Coltosol® F su emerek sertleşir. Vital dişlerin kavitelerinde dezidrasyon kısa süreli ağriya sebep olur. Bu yüzden Coltosol® F'in uygulanmasından önce kavite su ile nemlendirilmelidir. Coltosol® F sertleşince genişler. Bu hem çok yoğun bir geçici olmasına imkan tanır hem de ince dentin kenarlarında parçalara ayrışması olabilir.

Çapraz etkiler
Diğer maddelerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hazırlık
Ucu takınız: Çevirme mekanizmsını (karıştırma uçlu vidali yatak) ayrıca eklenmistir. Çok kereler kullanılabilir, yani bir uç kullanıldıktan sonra çıkarılıp bir sonraki uygulamada karıştırma parçasına takılabilir.

Coltosol® F'in uygulaması
Kaviteye su püskürterek nemlendiriniz.Hazırlanmış Coltosol® F'i bir spatül veya aletle kavite içine uygulayınız. Coltosol® F'i bir fulvarla kavite içine tepiniz ve hafif darbelerle kavite duvarlarına adapte ediniz. Oklüzal temas noktalarını bir scaler ile alınız. Çok derin kaviteleri kavite dibine kadar, Coltosol® F'in daha sonra kolayca çıkarılabilmesi amacı ile doldurmayınız.

Sertleşme
Su alarak (örn. tükürük) Coltosol® F 20–30 dakikada yüzeysel olarak sertleşir. 2–3 saat içinde geçici dolguya çiğneme basıncı yüklenebilir. Sertleşme Coltosol® F'i kullanımdan önce ıslak eldivenle yoğurursanız hızlanır.

Coltosol® F'in kaviteden çikarılması
Coltosol® F bir delici veya scaler ile hiç sorun yaşanmadan büyük parçalar halinde kaviteden çıkarılır. Artan maddeler su sıkılarak kaviteden temizlenir.

Acil durumlar, semptomlar ve ilaçlar
Kullanılan miktarın az olması ve düşük toksisitesi nedeni ile yanlışlıka yutulması durumunda Coltosol® F bir tehlike arz etmez. Mukozanın direk teması durumunda su ile yıkama yeterlidir. Gözlerle temas durumunda hemen su ile iyice yıkayıp (10 dakika) sonra göz doktrunuzla görüşünüz.

Toksikolojik özellikler
Coltosol® F toksik değildir. Ve hassasiyet yaratmaz. Geçici ağrılar sertleşme sırasındaki nemin azalmasından kaynaklanır.

Öneriler
Sadece diş doktorlarına veya diş teknisyenlerine veya onların denetimindekilere verilir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Kullanım tarihi geçtikten sonra kullanmayınız. Her kullanımdan sonra şişeyi iyice kapayınız veya vidali ucun kapağının yerine yerleştiriniz.

Raf ömrü ve markalama
Raf ömrü / depolama
Koruyucu bir kapakla kapatılmış şırıngalar aluminyum kaplı neme dayanıklı plastik torbalarla kaplanmıstır. Cotosol® F (şişe veya şırınga)
23 °C / 73 °F dereceyi aşmayan ve % 50 bağıl nem ortamında kapalı bir şekilde saklanmalıdır. Güneş ışığı veya diğer ısı kaynakları ile direk temastan kaçınınız. Coltosol® F yukarıdaki koşullarda kullanım tarihinin bitimine kadar istenen amaca uygun olarak kullanılabilir.

Markalama
Raf ömrü ve şarj numarası LOT ambalajların üzerinde görülebilir.

Hijyenik açıklamalar
Aşağıdaki önerilere uyulması durumunda Coltosol® F'in uygulanması esnasında optimal hijyenik şartlar sağlanmış olur.
- Karışım direk hasta koltuğunda yapılmamalıdır; en iyisi alet hazırlama bölümünde yapılmasıdır.
- Fazla madde kesinlikle tekrar şişeye konmamalıdır.

Bu kılavuzun basım tarihi
08-2016

Instrukcja użytkowania — PL

Definicja
Coltosol® F jest wiążącym chemicznie widocznym na zdjęciach rtg białym materiałem służącym do wykonywania wypełnień tymczasowych w ubytkach zębów. Jest materiałem na bazie tlenku cynku i siarczanu cynku. Został zaprojektowany do krótkoczasowych zastosowań (maks.1–2 tygodnie).

Skład Chemiczny
Tlenek cynku
Siarczan cynku jednowodny
Siarczan wapnia półwolny
Ziemia okrzemkowa
Żywica EVA
Fluorek sodu
Aromat mięty

Wiązanie
Powierzchnia twardnieje w ciągu 20–30 min
Może być poddany siłom żucia po 2–3 godz.

Wskazania
– Tymczasowe wypełnianie ubytków klasy I i II.
– Tymczasowe uszczelnianie w endodoncji.

Przeciwwskazania
Stwierdzona alergia na choćby jeden ze składników Coltosolu F.
Długotrwałe (dłużej niż 2 tyg) tymczasowe wypełnianie ubytków w żywych zębach.
Tymczasowe wypełnianie ubytków wielopowierzchniowych, rozciągających się na obszar poddziąsłowy

Działania niepożądane
Coltosol® F wiąże na skutek absorpcji wody. Odwodnienie ubytku w żywym zębie może wywołać krótkotrwałą bolesność Należy zatem przy użyciu sprayu wodnego zwilżyć ubytek przed założeniem wypełnienia. Podczas wiązania Coltosol® F nieznacznie zwiększa swoją objętość, a wypełnienie wykonane przy jego użyciu osiąga bardzo wysoką twardość i dobrą szczelność brzeżną. Istnieje w związku z tym pewne ryzyko odłamania się krawędzi szkliwa, szczególnie jeżeli jego warstwa jest bardzo cienka.

Interakcje
Nieznane są żadne negatywne reakcje produktu w zetknięciu z innymi materiałami.

Przygotowanie
Montowanie strzykawki: tłok i nakrętka są pakowane osobno i mogą być używane wielokrotnie np. gdy jedna strzykawka jest pusta mogą być wykręcone i połączone z następną strzykawką.

Aplikacja Coltosolu F
Zwilżyć ubytek sprayem wodnym. Nabrać odmierzoną porcje Coltosolu F z bloczka i używając szpatułki

lub innego instrumentu, nałożyć do ubytku. Skondensować Coltosol® F przez delikatne dociśnięcie do ścian ubytku. Usunąć punkty przedwczesnego kontaktu za pomocą skalera. Zaleca się nie wypełniać głębokich ubytków do samego dna, tak by później móc łatwiej usunąć materiał z ubytku. Twardnienie Powierzchnia Coltosolu F twardnieje w ciągu 20–30 min na skutek absorpcji wody (pod wpływem śliny). Po 2–3 godz. tymczasowe wypełnienie może być poddane siłom żucia. Dla przyspieszenia wiązania Coltosol® F można przed nałożeniem ugnieść w mokrej rękawiczce. Usuwanie Coltosolu F z ubytku.
Coltosol® F może być łatwo usunięty w dużych kawałkach z ubytku przy pomocy wiertła lub skalera. Wszystkie pozostałości materiału usunąć sprayem wodnym.

Środki ostrożności
Niebezpieczeństwo połknięcia materiału można wyeliminować poprzez aplikację małych porcji. Materiał nie jest toksyczny. W przypadku bezpośredniego kontaktu z błoną śluzową jamy ustnej wystarczy przepłukać usta bieżącą wodą. W przypadku dostania się materiału do oczu należy spłukać je obficie wodą (10 min), zasięgnąć porady lekarza okulisty i postępować zgodnie z jego zaleceniami.

Charakterystyka toksykologiczna
Coltosol® F jest materiałem nietoksycznym i nieuczulającym. Krótkotrwały ból może być związany z odwodnieniem podczas twardnienia.

Uwagi
Materiał dostarczany jedynie do lekarzy stomatologów i laboratoriów dentystycznych lub na ich zlecenie. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie używać po upływie terminu ważności. **Po każdorazowym użyciu zamknąć szczelnie słoiczek lub cofnąć tłoczek o 1–2 obroty i zamknąć strzykawkę nasadką.**

Okres przechowywania i oznaczenia
Przechowywanie:
Strzykawki opakowane ochronnie są pakowane próżniowo i pokryte folią aluminiową (ochrona przed ciepłem). Coltosol® F (słoiczki lub strzykawki) musi być przechowywany szczelnie zamknięty w temperaturze nie przekraczającej 23 °C / 73 °F i 50 % wilgotności względnej. Przechowywać w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem światła i z dala od innych źródeł ciepła. Coltosol® F spełnia wymagania do upływu daty ważności oznaczonej na pojemnikach.

Oznaczenia: Data ważności oraz numer serii LOT są podane na opakowaniu.

Wskazówki na temat higieny
Stosowanie się do poniższych wskazówek zapewni optymalne warunki higieniczne podczas pracy z Coltosolem F
- Porcje nie powinny być odmierzane w bezpośredniej bliskości fotela. Powinno to się wykonać w miejscu przeznaczonym na instrumenty.
- Nadmiar materiału pod żadnym pozorem nie powinien być ponownie umieszczany w słoiczku.

Data wykonania instrukcji:
08-2016

Инструкция по применению RU

Описание:
Coltosol® F белый, рентгеноконтрастный, материал химического отверждения для временного пломбирования полостей зуба. Coltosol® F является цинк-оксидныи/ цинк-сульфата цементом и предназначен для временного пломбирования полостей на период 1-2 недели.

Состав
Окись цинка
Гидрат-1 сульфата цинка
Сульфат кальция-полугидрат
Диатом
Эпосидная смола EVA
Фторид натрия
Отдушка мяты

Отверждение
Поверхностное отверждение: 20-30 мин.
Устойчивость к жевательным нагрузкам через: 2-3 час.

Показания
- Временное пломбирование полостей I и II классов.
- Временное пломбирование полостей при эндодонтическом лечении.

Противопоказания
Установленная аллергия на один из компонентов Coltosol F.
Долговременное (более чем 2 недели) временное пломбирование полостей витального зуба.
Временное пломбирование обширных полостей и полостей расположенных над и под десной (субгингивально).

Побочные эффекты
Coltosol F отверждается поглощая влагу. Дегидратация витального зуба может вызвать кратковременную боль. Поэтому полость необходимо увлажнить перед применением Coltosol F.
Coltosol F расширяется при отверждении. Это обеспечивает хорошее краевое прилегание, и высокую механическую прочность, но может вызвать скол стенки зуба при ее недостаточной толщине.

Взаимодействие с другими агентами
Взаимодействие с другими агентами не известно.

Подготовка (только для материала в шприце)
Вставьте поршень в шприц с материалом. Внимание - поршень может применяться многократно; т.е. когда материал в шприце
Израсходован поршень выкручивается и вставляется в другой шприцу.

Нанесение Coltosol® F
Увлажните стенки полости с помощью пистолета вода/воздух. Необходимое количество материала извлеките на блок для замешивания и шпателем или другим инструментов вносите в полость.
С помощью штопфера Coltosol® F следует слегка уплотнить для обсечения краевое прилегание. Излишки материала можно удалить экскаватором. При временном пломбировании глубоких полостей, для облегчения последующего удаления Coltosol® F рекомендуется не заполнять весь объем полости, а нанести материал поверх ватного тампона.

Отверждение
Поверхностное застывание Coltosol® F происходит за счет поглощения воды (напр. слюны) в течении 20-30 мин. Через 2-3 часов временная пломба готова к восприятию жевательных нагрузок. Для ускорения отверждения перед пломбированием Coltosol® F можно «помесить» во влажных перчатках.

Удаление Coltosol F из полости
Coltosol® F легко удаляется из полости большими фрагментами с помощью бора или скейлера. Остатки материала могут быть удалены водяным спреем.

Экстренные меры, симптомы, антидоты
При случайном проглатывании Coltosol® F не опасен ввиду малого количества применяемого материала и его не токсичности. В случае прямого контакта со слизистой полости рта достаточно полоскания водой. В случае попадания в глаза тщательно промыть водой (10 мин.) и проконсультироваться с офтальмологом, показав эту инструкцию.

Токсикологические характеристики
Coltosol F не токсичен и не является сенсибилизатором. Кратковременные боли могут быть связаны с дегидратацией дентина во время отверждения.

Примечания
Предназначен только для профессионального применения дипломированными специалистами или под их контролем.
Хранить в недоступном для детей месте!
Не использовать после истечения срока годности.
Плотно закрыть стеклянный флакон после каждого применения или повернуть винтовой поршень на один или два оборота в обратном направлении и надеть защитный колпачок на шприц.

Хранение и маркировка
Срок годности/хранение
Coltosol® F выпускается и расфасован в герметично запечатаных на заводе пластиковых шприцах со специальным покрытием, упакованных в фольгированные пакеты (тропический вариант) или стеклянных флаконах. Coltosol® в стеклянных флаконах или частично использованные шприцы должны храниться плотно закрытыми при температуре не выше 23 °C и относительной влажности 50%. Следует избегать воздействия прямых солнечных лучей или других источников тепла. Coltosol® F сохраняет описанные свойства до истечения.
срока
годности, указанного LOT на упаковке.

Гигиенические рекомендации.
Для получения оптимального результат при применении Coltosol® F должны соблюдаться следующие правила:
- Дозируйте материал на инструментальном столике, а не рядом с установкой.
- Не возвращайте излишки материала, оставшиеся после применения обратно в упаковку.

Дата написания
07-2006

Дата актуализации
08-2016

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09281 от 09 марта 2011

使用说明 ZH

通用名：暂封性充填材料
商品名：Coltosol F 氧化锌暂封材

简介
Coltosol F 氧化锌暂封材（以下简称 Coltosol F）是一种化学固化、放射线阻射的白色洞形暂封性充填材料。它是氧化锌 / 硫酸锌基水门汀，适用于牙科I类、II类洞型的暂时性充填（设计最长使用期为1-2周）。

组成成分
氧化锌、一水硫酸锌、半水硫酸钙、硅藻土、磷酸三丁柠檬酸、醋酸乙烯共聚物、芳香剂。

固化参数
硬固时间：不大于60分钟
能够承受咀嚼压力时间：2-3小时后

接触时间
最长使用期为1-2周。

用途
适用于牙科I类、II类洞型的暂时性充填（设计最长使用期为1-2周）。

禁忌症
- 对Coltosol F 所含任一成分过敏者
- 活髓牙洞形的长期充填（超过两周）
- 多面洞形、扩展至牙龈或位于龈下的洞形的暂充

副作用
Coltosol F 通过吸收水分固化，其脱水作用可能会引起活髓牙短时间的疼痛。因此在使用 Coltosol F 前，应使用水枪使洞形湿润。
Coltosol F 固化时其体积膨胀，这样会使充填致密，取得良好的边缘封闭。但同时也应注意，对于非常薄弱的釉质边缘可能会造成其折裂。

与其它物质的相互作用
Coltosol F与其它介质之间的相互作用尚未知。

准备工作
Coltosol F 的使用
利用水枪湿润洞形；将准备好的Coltosol F用调拌刀或其它器械从调和纸上取下，置于洞形中；利用充填器将Coltosol F轻轻压实并与洞壁密合；用刮匙去除咬合接触点。
对于很深的洞形，建议不要将Coltosol F压得接近洞底，以使其能够较容易地从洞形中取出。

硬固
Coltosol F表面通过吸收水分（如唾液）在60分钟内就可以硬固，2-3小时后暂充物就能够承受咀嚼力。为了加速其硬固，可在使用前用湿手套揉捏。

从洞形中取出 Coltosol F
Coltosol F 可以很容易地用探针或挖匙从洞形中大块取出，然后用水枪冲净洞形，勿留任何残余材料。

紧急情况的处理、症状和对策
Coltosol F 仅用于牙科医生认为适用的病例。由于用量较小，误吞Coltosol F后不会造成急性危险。如果直接与口腔粘膜发生了接触，用水枪冲洗是必要的。如果接触了眼睛，则立即用水彻底冲洗10分钟，并寻求眼科医生的指导。

毒理学特性
Coltosol F 硬固造成的脱水作用可能会引起暂时性疼痛。

X射线阻射
Coltosol F 具有X射线阻射性。

注意事项
仅限于牙科医生和口腔实验室使用。
远离儿童！
过期后不能使用。
每次使用后盖紧玻璃瓶。

保存期和标记
保存期 / 储存
Coltosol F 必须密封保存在温度<23℃ / 73℉、相对湿度 <50% 的条件下。避免直接暴露于阳光或其它热源。在包装上标注的失效期前，Coltosol F 均有效。

标记
有效期和批号印在包装上。

卫生指导
使用Coltosol F 时，参照以下指导可保证良好的卫生情况。
- 取用材料时不应过于靠近椅位，最好在器械区取用。
- 多余的材料不能重新放回玻璃瓶中。

包装
Coltosol F包装为玻璃瓶。

【包装规格】 38g/瓶。

产品有效期
有效期三年。

发布日期
2016年8月

本材料仅供牙科医师和牙科技师使用，或者在他们的指导下使用。

Coltène/Whaledent AG（生产厂）
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/瑞士
电话：+41 71 757 5300
传真：+41 71 757 5301
info@coltene.com

售后服务单位：
售后服务单位：瑞士康特齿科股份公司北京代表处
售后服务地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B座2单元1103-1104
售后服务电话：010-62123251
售后服务传真：010-62123252

其它：
产品标准编号： YZB/SWI 0376-2012《暂时性充填材料》
医疗器械注册证书编号：SFDA(I)20122630727

Návod k použití CS

Popis
Coltosol® F je chemicky tuhnoucí, rentgenkontrastní, bílý výplňový materiál na provizorní výplně zubních kavit. Coltosol® F je cement na bázi oxidu zinečnatého/sulfátu zinečnatého a je určen pro krátkodobé provizorní použití (určen pro použití po maximálně 1–2 týdny).

Složení
Oxid zinečnatý
1-hydrát sulfátu zinečnatého
Hemihydrát sulfátu vápenatého
Křemelina
Pryskyřice EVA
Fluorid sodný
Mátové aroma

Tuhnutí

Povrch ztuhne během:	20–30 min
Vystaveno žvýkacímu tlaku po:	2–3 h

Indikace
- Provizorní výplně kavit I. a II. třídy
- Provizorní pečetění v endodoncii

Kontraindikace
Zjištěná alergie na některou ze složek materiálu Coltosol® F.
Dlouhodobé (déle než 2 týdny) provizorní výplně kavit ve vitálních zubech.
Provizorní výplně kavit zasahujících více plošek a dosahujících po nebo pod gingivu (subgingiválně).

Nežádoucí účinky
Materiál Coltosol® F tuhne absorpcí vody. Dehydratace v kavitách vitálních zubů může způsobit krátkodobou bolest. Před nanesením materiálu Coltosol® F je proto nutné kavitu udržovat vlhkou vodní sprchou.
Materiál Coltosol® F se během tuhnutí rozpíná. Vzniká tak velmi tuhá provizorní výplň s dobrou okrajovou těsností, ale je zapotřebí dávat pozor na velmi tenké okraje skloviny, protože může dojít k frakturám.

Interakce s jinými přípravky
Interakce s jinými přípravky nejsou známy.

Příprava
Sestavení stříkačky: Dávkovací mechanismus (šroubové vřeteno s maticí) je zabalen samostatně, lze jej použít opakovaně, tj. když je jedno tělo stříkačky prázdné, šroubové vřeteno se zcela vyšroubuje a připevní se k tělu další stříkačky.

Použití materiálu Coltosol® F
Navlhčete kavitu vodní sprchou. Odeberte připravený materiál Coltosol® F z podložky špachtlí nebo jiným nástrojem a naneste jej do kavity. Stlačujte materiál Coltosol® F v kavitě cpátkem a jemným stlačováním jej adaptujte i ke stěnám kavity. Odstraňte okluzní kontaktní body škrabkou.
Velmi hluboké kavity se doporučuje nevyplňovat úplně, aby bylo možné materiál Coltosol® F z kavity později snadněji odstranit.

Tuhnutí
Povrch materiálu Coltosol® F ztuhne absorpcí vody během 20–30 minut (např. působením slin). Za 2–3 h lze vystavit provizorní výplň působení žvýkacího tlaku. Tuhnutí urychlíte tím, že budete materiál Coltosol® F před nanesením hníst v mokrých rukavicích.

Odstranění materiálu Coltosol® F z kavity
Materiál Coltosol® F lze snadno odstranit z kavity ve velkých kusech pomocí vrtáčku nebo škrabky. Veškeré zbytky vypláchněte z kavity vodní sprchou.

Bezpečnostní opatření, příznaky, protijedy
Neúmyslné spolknutí materiálu Coltosol® F nepředstavuje žádné akutní nebezpečí, protože se používá pouze malé množství materiálu a materiál není toxický. V případě přímého styku se sliznicí v dutině ústní, je dostatečné vypláchnutí tekoucí vodou. V případě vniknutí do očí oči důkladně vyplachujte vodou (10 minut), vyhledejte očního lékaře a předložte mu tento návod k použití.

Toxikologické vlastnosti
Materiál Coltosol® F je netoxický a nesenzitizující. Krátkodobé bolesti lze připsat na vrub dehydrataci během tvrdnutí.

Poznámka
Dodává se pouze zubním lékařům a zubním laboratořím nebo na základě jejich objednávky.
Uchovávejte mimo dosah dětí!
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Důkladně utěsněte skleněnou nádobu po každém použití nebo **jednou či dvakrát otočte šroubovým vřetenem dozadu** a na stříkačku nasaďte zpět uzávěr.

Doba použitelnosti a značení
Doba použitelnosti/uchovávání
Těla stříkaček opatřená ochranným víčkem jsou vakuově balena a těsně uzavřena v plastových sáčcích s hliníkovým povlakem (odolný vůči tropickému podnebí).
Materiál Coltosol® F (ve skleněných nádobách nebo použitých stříkačkách) musí být uchováván dokonale utěsněný při teplotách nepřekračujících 23 °C a při relativní vlhkosti do 50 %. Chraňte před působením přímého slunečního světla nebo jiných zdrojů tepla.
Materiál Coltosol® F splňuje zamýšlený účel do data použitelnosti, které je vyznačeno na obalech.

Značení
Doba použitelnosti a sériové číslo LOT jsou vyznačeny na nádobkách.

Hygienické tipy
Dodržování následujících pokynů zaručuje optimální hygienické podmínky během použití výrobku Coltosol® F:
- Jednotlivé dávky by se neměly dávkovat v blízkosti křesla, ideálně by se to mělo provádět na ploše pro nástroje.
- Přebytečný materiál by se za žádných okolností neměl vracet do skleněné nádoby.

Datum vydání
08-2016

ИМ05 CE 0123

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 5300
F +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

COLTENE