REV-05-2022 30000965 05.22-C

coltosol® F

Návod k použití **CS**

Popis
Coltosol F je vlhkem vytvrzovaný, rentgenkontrastní, bílý výplňový materiál na provizorní výplně zubních kavit. Coltosol F je cement na bázi oxidu zinečnatého / sulfátu zinečnatého a je určen pro krátkodobé provizorní použití (určen pro použití po maximálně 1 - 2 týdny).

Složení
Oxid zinečnatý
1-hydrát sulfátu zinečnatého
Hemihydrát sulfátu vápenatého
Křemelina
Pryskyřice EVA
Fluorid sodný
Mátové aroma

Tuhnutí

Povrch ztuhne během:	20 - 30 min
Vystaveno žvýkacímu tlaku po:	2 - 3 h

Indikace
- Provizorní výplně kavit I. a II. třídy
- Provizorní pečetění v endodoncii

Kontraindikace
Zjištěná alergie na některou ze složek materiálu Coltosol F.
Dlouhodobé (déle než 2 týdny) provizorní výplně kavit ve vitálních zubech.
Provizorní výplně kavit zasahujících více plošek a dosahujících po nebo pod gingivu (subgingiválních).

Nežádoucí účinky
Materiál Coltosol F tuhne absorpcí vody. Dehydratace v kavitách vitálních zubů může způsobit krátkodobou bolest. Před nanesením materiálu Coltosol F je proto nutné kavitu udržovat vlhkou vodní sprchou.
Materiál Coltosol F se během tuhnutí rozpíná. Vzniká tak velmi tuhá provizorní výplň s dobrou okrajovou těsností, ale je zapotřebí dávat pozor na velmi tenké okraje skloviny, protože může dojít k frakturám.

Interakce s jinými přípravky
Interakce s jinými přípravky nejsou známy.

Příprava
Sestavení stříkačky: Dávkovací mechanismus (šroubové vřeteno s maticí) je zabalen samostatně, lze jej použít opakovaně, tj. když je jedno tělo stříkačky prázdné, šroubové vřeteno se zcela vyšroubuje a připevní se k tělu další stříkačky.

Použití materiálu Coltosol F
Navlhčete kavitu vodní sprchou. Odeberte připravený materiál Coltosol F z podložky špachtlí nebo jiným nástrojem a naneste jej do kavity. Stlačujte materiál Coltosol F v kavitě cpátkem a jemným stlačováním jej adaptujte i ke stěnám kavity. Odstraňte okluzní kontaktní body škrabkou.
Velmi hluboké kavity se doporučuje nevyplňovat úplně, aby bylo možné materiál Coltosol F z kavity později snadněji odstranit.

Tuhnutí
Povrch materiálu Coltosol F ztuhne absorpcí vody během 20 - 30 minut (např. působením slin). Za 2 - 3 h lze vystavit provizorní výplň působení žvýkacího tlaku. Tuhnutí urychlíte tím, že budete materiál Coltosol F před nanesením hníst v mokrých rukavicích.

Odstranění materiálu Coltosol F z kavity
Materiál Coltosol F lze snadno odstranit z kavity ve velkých kusech pomocí vrtáčku nebo škrabky. Veškeré zbytky vypláchněte z kavity vodní sprchou.

Bezpečnostní opatření, příznaky, protijedy
Neúmyslné spolknutí materiálu Coltosol F nepředstavuje žádné akutní nebezpečí, protože se používá pouze malé množství materiálu a materiál není toxický. V případě přímého styku se sliznicí v dutině ústní, je dostatečné vypláchnutí tekoucí vodou. V případě vniknutí do očí oči důkladně vyplachujte vodou (10 minut), vyhledejte očního lékaře a předložte mu tento návod k použití.

Toxikologické vlastnosti
Materiál Coltosol F je netoxický a nesenzitizující. Krátkodobé bolesti lze připsat na vrub dehydrataci během tvrdnutí.

Poznámka
Dodává se pouze zubním lékařům a zubním laboratořím nebo na základě jejich objednávky.
Uchovávejte mimo dosah dětí!
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
Důkladně utěsněte skleněnou nádobu po každém použití nebo **jednou či dvakrát otočte šroubovým vřetenem dozadu** a na stříkačku nasaďte zpět uzávěr.

Doba použitelnosti a značení
Doba použitelnosti / uchovávání
Coltosol F je citlivý na vlhkost.
Těla stříkaček opatřená ochranným víčkem jsou vakuově balena a těsně uzavřena v bariérových sáčcích (odolný vůči tropickému podnebí).
Materiál Coltosol F (ve skleněných nádobách nebo použitých stříkačkách) musí být uchováván dokonale utěsněný při teplotách nepřekračujících 23 °C a při relativní vlhkosti do 50 %. Chraňte před působením přímého slunečního světla nebo jiných zdrojů tepla.
Otevřené stříkačky mají sníženou životnost a musí se rychle spotřebovat. Ihned po odebrání materiálu nádoby uzavřete.
Materiál Coltosol F splňuje zamýšlený účel do data použitelnosti, které je vyznačeno na obalech.

Značení
Doba použitelnosti a sériové číslo LOT jsou vyznačeny na nádobkách.

Hygienické tipy
Dodržování následujících pokynů zaručuje optimální hygienické podmínky během použití výrobku Coltosol F:
- Jednotlivé dávky by se neměly dávkovat v blízkosti křesla, ideálně by se to mělo provádět na ploše pro nástroje.
- Přebytečný materiál by se za žádných okolností neměl vracet do skleněné nádoby.

CE 0123 UA.TR.120

SAFETY DATA SHEET
www.coltene.com

Glossary

Consult instructions for use
Keep away from sun light
Temperature limitation
Humidity limitation
Notified body registration number
Identification for Russia
Identification for Ukraine
Legal manufacturer
Expiry date

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

COLTENE