GC Caviton

Provizorní výplňový materiál

Pro použití pouze stomatology v doporučených indikacích.

Doporučené indikace
Provizorní výplňový materiál pro standardní kavity a po endodontickém ošetření

Kontraindikace
V řídkých případech se u některých pacientů může projevit zvýšená citlivost. V takových případech produkt více nepoužívejte a informujte praktického lékaře pacienta.

Návod k použití
1. Osušte připravenou kavitu malým bavlněným tampónem
2. Vložte materiál do připravené kavity za použití vhodného nástroje a vytvarujte. V případě kavity - okluzální třída I - nechte pacienta skousnout a potom povrch upravte a vytvarujte
3. Požádejte pacienta, aby zavřel ústa. Výplň ztuhne během 30 minut (absorbuje vlhkost).
Doporučujeme se alespoň jednu hodinu po zhotovení nevystavovat výplň tlaku a oděru.

Poznámky:
1. Vyhněte se smíchání nebo kontaminaci s jiným materiálem
2. Při odstranění výplně očistěte kavitu alkoholem napuštěným bavlněným tampónem
3. Po použití ihned uzavřete dózu

Skladování
Skladujte při teplotě 4-25°C.
Exspirace 2 roky.

Balení
Dóza 30g, bílý nebo růžový

Datum poslední revize: 02-2015

CE 0086

MANUFACTURED by
GC ASAHI CORP.
1-3-3 Kachigawa-cho, Kasugai, Aichi 486-0945, Japan

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU: GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
11 Tampines Concourse, #03-05, Singapore 528729
TEL: +65 6546 7588

GC AUSTRALASIA DENTAL PTY. LTD.
1753 Botany Rd, Banksmeadow, NSW 2019, Australia
TEL: +61 2 9316 4499