POSTED 18 Feb 2015 DMC-DEU-REL

Instructions For Use

POSTED, 18 Feb 2015, DMC-DFU-REL

2. Refer to outer package for expiration date. Do not use after expiration date.
3. Protective eyewear for patients and staff is recommended.

POSTED, 18 Feb 2015, DMC-DFU-REL

Hinweise:

1. Die Spritze nach jeder Anwendung verschließen, um einem Aushärten des Kunstharzes in der Spritze vorzubeugen. Die Spitzen von Dispenser-

POSTED 18 Feb 2015 DMC-DEU-REL

Нюанси

Herculite XRV Ultra Flow се предлага в нюанси, които съответстват на цветовата скала Vita Shade Guide.

POSTED, 18 Feb 2015, DMC-DFU-REL

da voor een lijst van verkrijgbare kleuren naar http://www.kerrdental.eu

Saadaolevate varvitoonide loendiriiate veebilehelt
http://www.kerrdental.eu.

POSTED, 18 Feb 2015, DMC-DFU-REL

Το herculite XRV Ultra Flow διατίθεται σε αποχρώσεις που αντιστοιχούν στο χρωματολόγιο Vita.

δέρμα, τα μάτια και τους μαλακούς ιστούς. Πλύνετε σχολαστικά με νερό σε περίπου 15 λεπτά.

POSTED, 18 Feb 2015, DMC-DFU-REL

Megjegyzések:

1. Minden használat után tegye vissza a fecskendő kupakját, hogy a gyanta ne keményedjen meg a fecskendőben. A fecskendő adagolófejei

POSTED, 18 Feb 2015, DMC-DEU-REL

atpakaļ šļirces dzyan. Šļirces vienreizlietojamos dozēšanas dzyaļus ir paredzēts lietot tikai vienam pacientam. Tādējādi var novērst infekciju izplatīšanos pacientu vidū.

POSTED, 18 Feb 2015, DMC-DFU-REL

się z kolornikiem Vita.

Liste dostępnych odcieni można znaleźć na stronie http://www.kerrdental.eu

POSTED, 18 Feb 2015, DMC-DFU-REL

1. Puneți la loc capacul seringii după fiecare utilizare, pentru a preveni întărirea rășinii în seringă. Vârfurile de aplicare sunt exclusiv destinate

POSTED, 18 Feb 2015, DMC-DFU-REL

допускайте контакта с кожей, глазами и мягкими тканями. Тщательно промойте их водой после контакта.

POSTED, 18 Feb 2015, DMC-DFU-REL

1. Na striekačku po každom použití nasaďte kryt, aby živica v striekačke nestuhla. Aplikačné špičky striekačky sú určené na použitie iba u jedného pacienta, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii medzi pacientmi.

POSTED 18 Feb 2015 DMC-DEU-REL

smole v njej. Nanašanje konice na brizgi so namenjene uporabi pri enem samem bolniku, da se prepreči navzkrižna kontaminacija med bolniki.

POSTED, 18 Feb 2015, DMC-DFU-REL

Allm.

1. Sätt tillbaka sprutlocket efter varje användning för att förhindra att resin härdas i sprutan. Dispenseringsprutans spets är endast för

POSTED: 18 Feb 2015, DMC-DFU-REL

1. Kezinin şırınga içinde sertleşmesini önlemek için her kullanımdan sonra sırınganın kapağını takın. Hastalardan birbirine enfeksiyon bulaşmasını

POSTED, 18 Feb 2015, DMC-DFU-REL

шкали відтінків Vita.

Переглянути список доступних відтінків можна на веб-сайті http://www.kerrdental.eu.

POSTED, 18 Feb 2015, DMC-DFU-REL

واحد فقط، وذلك لمنع انتشار التلوث المتبادل بين المرضى.

POSTED, 18 Feb 2015, DMC-DFU-REL

DMC0016 Rev 0
11/14

CE 0086