SEALAPEX – NÁVOD K POUŽITÍ

SLOŽENÍ:

• calcium oxid	24%	• silikóza	4%
• titanium dioxid	2%	• zinek	1%
• barium sulfát	20%	• oxid zinku	7%

Směs je dále složena z disalicylu a trisalicylu pryskyřice, isobutyl-salicylu a ethyl toluenu sulfonamidu a pigmentu.
Sealapex je kořenový materiál na bázi calcium-hydroxidu pro trvalé výplně kořenových kanálků. Studie dokazují, že materiál stimuluje formování pevné tkáně endodonticky léčeného zubu, stejně jako formování pevné tkáně v místech poškození kořene.

CHARAKTERISTIKA:
Používá-li se jako dřeňová výplň kanálků ve spojení s gutaperčou či stříbrem, pak má tento materiál následující charakteristiky:

1. Velmi nízkou srážlivost
2. Nízkou rozpustnost ve tkáňových tekutinách
3. Extrémně snadno se připravuje
4. Dlouhá doba použití na míchací podložce
5. Dobrou zatékavost – materiál je přiměřeně tekutý
6. Snadnou přilnavost k lentule nebo ke kousku gutaperči
7. Neposkvrňuje strukturu zubu

UPOZORNĚNÍ:
Báze a katalyzátor by měla být opákní pasta. V případě vyloučení čistého oleje Sealapex nepoužívejte. Zkontrolujte datum spotřeby na obalu!

PŘÍPRAVA:
Patřičné množství pasty pro bázi a katalyzátor by mělo být mícháno cca 15 – 20 vteřin, dokud nedojde k dokonalému sloučení. Materiál vždy míchejte stejnou dobu. Doba tuhnutí Salapexu na míchací podložce by měla být minimálně 2 hodiny při teplotě cca 23°C a 50% relativní vlhkosti. Umístíte-li podložku s materiálem na suché a chladné místo, vydrží neztuhnutý cca 2 – 3 dny. V kořenovém kanálku Sealapex vytvrdne cca do 60 minut při teplotě 37°C a 100% relativní vlhkosti.

APLIKACE:
Stěny kanálku musejí být suché! Sealapex by se měl aplikovat použitím lentuly nebo endodontickým nástrojem o málo menším než byl použit pro opracování zubu. Gutaperča či stříbro mohou být vmíchány do cementu a jemně umístěny do patřičné pozice pinzetou. Další čepy se mohou přidávat dle potřeby během laterární kondenzace. Sealapex je kompatibilní s technologií leptání kyselinou a s finálním materiálem jako je kompozit či amalgám.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY:
Sealapex skladujte na chladném místě (10 – 25°C). Materiál by měl být aplikován při pokojové teplotě (18 – 24°C). Urychlení tuhnutí docílíte zvýšením teploty a relativní vlhkosti.

AKTIVNÍ PRVKY:

12 g báze obsahuje:	12 g katalyzátoru obsahuje:
• 5.82 g calcium oxidu	• 5.40 g disalicylu a trisalicylu pryskyřice
• 1.56 g oxidu zinku	• 0.60 g isobutyl-salicylu

CE 0086

Datum poslední revize 02/2014

Výrobce:
SybronEndo
1332 South Lone Hill Avenue
Glendora
California 91740, USA