CUTANPLAST® CZ

Popis výrobku
Cutanplast® je houba ze sterilní vepřové želatiny, nerozpustná ve vodě, dobře vstřebatelná a se snadnou manipulací; podporuje zastavení krvácení. Houba je bělavá a porézní.

Mechanismus účinku
Jakmile se produkt nasytí krví, napomáhá zastavení krvácení a působí jako pomoc při kontrole lokálního krvácení. Při správném použití v přiměřeném množství se Cutanplast® vstřebá během 3–4 týdnů.
Množství produktu, které má být použito, a jeho vstřebání závisí na krvácejícím povrchu a typu tkáně, na kterou se použije.

Upozornění
Přípravek Cutanplast® se může používat za sucha nebo napuštěný fyziologickým roztokem při chirurgických zákrocích, s výjimkou očních zásahů. Lehké uložení nebo přiložení s mírným tlakem jako hemostatické činidlo při kontrole krvácení žilních nebo arteriálních kapilár, tam, kde není možné použití běžných technik zastavujících krvácení (hemostatické stehy, komprese, ligace, atd.).

Cutanplast® se dá přistřihnout sterilními nůžkami na požadovaný rozměr, aniž by se rozpadl a má sníženou přilnavost ke kleštím a chirurgickým nástrojům.

Při aplikaci Cutanplast® Pulver se musí přípravek smíchat se sterilním fyziologickým roztokem.

Kontraindikace
Cutanplast® by se neměl používat k uzavírání řezných ran, protože by to mohlo mít vliv na léčbu a způsobit zjizvení okrajů kůže.

Cutanplast® nelze používat do intravaskulárních dutin, protože vzniká nebezpečí embolizace.

Cutanplast® nepoužívejte při embolizačních postupech.

Cutanplast® nepoužívejte u pacientů, kteří jsou na přípravekalergičtí.

Cutanplast® nepoužívejte při infikovaných ranách.

Upozornění
- Použití Cutanplast® neopravňuje k vyloučení normálních postupů k zastavení krvácení.
- Po dosažení zastavení krvácení se musí produkt, tam, kde je to možné, z místa použití odstranit, aby se zabránilo nebezpečí posunutí produktu a možné kompresi vedlejších částí.
- Cutanplast® vždy odstraňte po použití v kostních otvorech, v míše a / nebo nervu, v chiasma optimum, nebo v jejich okolí nebo přilehlých oblastech.
- Při použití v neurochirurgii nebo okolních a na nervy přiléhajících oblastech Cutanplast® vždy odstraňte, protože zvýšení obsahu produktu může vést ke komprimování a také silnému poškození nervové tkáně.
- Cutanplast® nepoužívejte při silném tepenném krvácení, při krevní stázi nebo městnání jiných organických tekutin, ani při zcela skrytých zdrojích krve.
- Cutanplast® nepoužívejte pro poporodní zákroky a pro kontrolu menorrhagií.
- Bezpečnosti a účinnost produktu Cutanplast® při opthalmických zásazích nebyla zkoumána.
- Bezpečnost a účinnost přípravku Cutanplast® u dětí a těhotných žen nebyla zkoumána.

Bezpečnostní opatření Pozor:

- Cutanplast® je sterilní jednorázový produkt. Nepoužité zbytky produktu se musí odstranit. Otevřená a nepoužitá balení se musí zlikvidovat.
- Při zavřených nebo úzkých místech tkání se pro zabránění poškození zvýšením objemu z důvodu kontaktu s organickými tekutinami nedoporučuje předcházející komprimace produktu.
- I když se v některých případech doporučuje kavitu pro zastavení krvácení zaplnit, Cutanplast® se nesmí tímto způsobem použít, ledaže že by se po dosažení zastavení krvácení z rány pečlivě odstranily všechny jeho zbytky.
- Cutanplast® používejte v minimálním množství, aby se dosáhlo pouze zastavení krvácení, a potom vždy každý přebytek produktu z místa aplikace odstraňte.
- Cutanplast® nepoužívejte spolu s autologními transfuzemi krve, protože je dokázáno, že hemostatické částice mohou procházet přes transfuzní filtr detoxikačních systémů.
- Cutanplast® nepoužívejte ve spojení s tmelem z methylmethakrylátu. Bylo dokázáno, že porézní struktura oslabuje sílu tmelu použitého při fixaci protéz na plochách kostí.
- Byly zjištěny neúplné resorpční postupy a ztráta sluchu v důsledku aplikace hemostatických želatinových hub u plastik ušních bubínků.
- Cutanplast® nepoužívejte při poruchách srážlivosti krve.
- Používání přípravku Cutanplast® společně s farmakologicky účinnými látkami nebo jinými substancemi musí pro každý jednotlivý případ a na svoji vlastní zodpovědnost pečlivě zvážit příslušný chirurg.
- Bezpečnost a účinnost přípravku Cutanplast® při chirurgických zákrocích v urologii se musí prověřit. Cutanplast® není přípustný pro použití v ledvinových pánvičkách, v ledvinových kalíšcích, v močových trubicích a močovodu, protože je nutno zabránit možné tvorbě močových a ledvinových kamenů.
- Aplikace produktu CUTANPLAST při ošetření krvácení z nosu se nedoporučuje, protože by mohlo při vdechování docházet k dýchacím potížím.

Návod k použití
Přečtěte si pečlivě návod k použití dříve, než začnete tento přípravek používat. Před použitím zkontrolujte neporušenost balení. Sterilita je zaručena pouze tehdy, když je balení nepoškozené a suché.
Při zacházení s produktem dbejte vždy na aseptická bezpečnostní opatření. Pro zastavení krvácení použijte vždy minimální množství produktu.
Cutanplast® lze používat v jeho původním suchém stavu, nebo napuštěný fyziologickým roztokem.
Přiložte přípravek lehkým tlakem na krvácející místo, až se krvácení zastaví. Nejde-li přípravek po dosažení zastavení krvácení odstranit, odstraňte opatrně přebytečné části přípravku.
Používejte výrobek do data primární a sekundární exspirace uvedené na obalu.
Tento výrobek je dodáván ve formátech uvedených na současném IFU.

Cutanplast® Powder:
Prášek vložte do vhodné sterilní nádoby a přidejte 3-6 ml sterilního fyziologického roztoku.
Disperze prášku se dosáhne stlačováním dna nádoby prsty, navlečenými do sterilních rukavic, dokud nevznikne elastická pasta.
Vzniklá pasta se může svinout nebo použít podle přání.

Uchovávání
Cutanplast® se musí skladovat na suchém místě při teplotě okolí.
Cutanplast® se musí chránit před slunečním zářením.

Cutanplast® Standard	70 x 50 x 10 mm	Ref. 05170502
Cutanplast® Special	70 x 50 x 1 mm	Ref. 05380502
Cutanplast® Anal	80 x 30 mm	Ref. 05480302
Cutanplast® Dental	10 x 10 x 10 mm	Ref. 05610101
Cutanplast® Film	200 x 70 x 0.5 mm	Ref. 05770202
Cutanplast® Film x 50	200 x 70 x 0.5 mm	Ref.05770203
Cutanplast® Dial	30 x 30 x 10 mm	Ref.05230302
Cutanplast® Small	50 x 30 x 10 mm	Ref.05850302
Cutanplast® Large	80 x 125 x 10 mm	Ref.058801251
Cutanplast® 20 x 60	20 x 60 x 7 mm	Ref.05520602
Cutanplast® 80 x 20	20 x 80 x 10 mm	Ref.05580202
Cutanplast® 80 x 50	80 x 50 x 10 mm	Ref.05180502
Cutanplast® Powder	1 gr	Ref.05200001