RIVA COAT

SVĚTLEM TUHNOUCÍ OCHRANNÝ MATERIÁL PRO SKLOIONOMERNÍ CEMENTY

Návod k použití



riva coat chrání výplně ze skloionomerních cementů během prvních 24 hodin po jejich umístění před kontaminací slinami a vodou.

INDIKACE:
Výplně ze skloinomerních cementů, které po umístění vyžadují ošetření ochranným lakem.

KONTRAINDIKACE:
Ve výjimečných případech může produkt způsobit podráždění kůže. V takovém případě přerušte ošetření a vyhledejte lékařskou pomoc.

PRACOVNÍ POSTUP:
1. Skloionomerní cement aplikujte podle návodu příslušného výrobce.
2. Jakmile materiál zatvrdne, naneste na celý povrch výplně **riva coat** ochranný lak.
3. Polymerizujte 20 sekund.
4. Lahvičku ihned po použití pečlivě uzavřete.

SKLADOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ:
Tento materiál reaguje na světlo. Otevřete lahvičku až těsně před aplikací.
Skladujte na temném místě při teplotě 10–25 °C.
Zpracovávejte při pokojové teplotě 20–25 °C.
Doba exspirace: 3 roky.

UPOZORNĚNÍ:
Použití pouze ve stomatologii.
Chraňte před dětmi.
Pouze pro zevní použití.
Nepoužívejte po skončení data exspirace.
Důležité: Tento produkt může být používán pouze zubním lékařem.

PRVNÍ POMOC:
Zasažení očí: Důkladně vypláchněte vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Zasažení kůže: Zasažené místo setřete alkoholem, pak opláchněte čistou vodou.
Požití: Je třeba vypít velké množství vody nebo mléka. Při dalších potížích konzultovat s lékařem. Vdechnutí: Nejsou známé žádné symptomy.

BALENÍ:
5ml tekutiny v lahvičce

Vyrobeno v Austrálii
společností SDI Limited
3-15 Brunsdon Street
Bayswater, Victoria 3153
Australia

Australia 1 800 337 003
Austria 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Italy 00800 0225 5734
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

EC REP
SDI Germany GmbH
Hansestrasse 85
51149 Cologne
Germany
T+49 2203 9255 0

10 °C
50 °F
25 °C
77 °F

CE
0297

Topdental Česko

Distributor pro ČR:
Topdental Česko s.r.o.
Boudníkova 2538/13
Dock in Five
180 00 Praha 8