RIVA CONDITIONER

KYSELINA POLYAKRYLOVÁ

Návod k použití



riva conditioner je jemný roztok kyseliny polyakrylové, která má schopnost odstranit z velké části mastnou vrstvu ze skloviny a dentinu. Díky tomu se vazba skloionomerního cementu na zub stává optimální.

INDIKACE:
Výplně s použitím skloinomerních cementů, které před použitím vyžadují ošetření kondicionerem.

KONTRAINDIKACE:
Ve výjimečných případech může produkt vyvolat podráždění kůže.
V takových případech okamžitě přerušte jeho používání a vyhledejte lékařské ošetření.

PRACOVNÍ POSTUP:
1. Zub očistěte a izolujte. Na ošetřovanou plochu zubu naneste **riva conditioner**.
2. Nechte působit 10 sekund.
3. Řádně opláchněte proudem vody.
4. Přebytečnou vodu odsajte, ponechte ho lehce vlhký. Předejděte kontaminaci.
   DŮLEŽITÉ: povrch nesmí být přesušený!
5. Aplikujte skloionomer podle návodu příslušného výrobce.
6. Lahvičku s kondicionerem po použití ihned důkladně uzavřete.

SKLADOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ:
riva conditioner lahvičku otevřete teprve těsně před použitím, nenechávejte ji otevřenou. Skladujte na temném místě při teplotě 10–25 °C. Aplikujte při pokojové teplotě 20–25 °C. Doba exspirace: 3 roky.

UPOZORNĚNÍ:
Pouze pro použití ve stomatologii. Chraňte před dětmi.
Určeno pouze pro zevní použití. Nepoužívejte po skončení data exspirace.
DŮLEŽITÉ: Tento produkt může být používán pouze lékařem.

PRVNÍ POMOC:
Zasažení očí: Důkladně vypláchnout vodou. Vyhledat očního lékaře. Zasažení kůže: Postižené místo důkladně opláchnout vodou.
Požití: Je třeba vypít velké množství vody nebo mléka. Pokud je to nutné, vyhledat lékařskou konzultaci.
Vdechnutí: Nejsou známy žádné symptomy.

BALENÍ:
10 ml tekutiny v lahvičce

Vyrobeno v Austrálii
společností SDI Limited
3-15 Brunsdon Street
Bayswater, Victoria 3153
Australia

Australia 1 800 337 003
Austria 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Italy 00800 0225 5734
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

EC REP
SDI Germany GmbH
Hansestrasse 85
51149 Cologne
Germany
T+49 2203 9255 0

10 °C
50 °F
25 °C
77 °F

CE
0297

Topdental Česko

Distributor pro ČR:
Topdental Česko s.r.o.
Boudníkova 2538/13
Dock in Five
180 00 Praha 8