Guttasolv

SLOŽENÍ
Eukalyptol

VLASTNOSTI
Rozpouštědlo pro gutaperču

INDIKACE
Usazení primárního gutaperčového čepu při technikách plnění kořenových kanálků pomocí metody laterální kondenzace.
Přeléčení po zaplnění kořenového kanálku kondenzací gutaperči.

NÁVOD K POUŽITÍ
• USAZENÍ PRIMÁRNÍHO ČEPU (LATERÁLNÍ KONDENZACE)
Při technice usazování čepu rozpouštědlo změkčuje povrch primárního čepu tak, aby se čep dokonale přizpůsobil nerovnostem a kontuře kořenového kanálku. Zubní lékař nejprve vybere primární čep podle typu a velikosti kořenového kanálku: apikální konec čepu se namočí do rozpouštědla. Poté se čep mírným pohybem nahoru a dolů vloží do kanálku přes celou pracovní délku.
Pak se čep z kanálku vyjme a pokryje cementem.
Vkládá se jemnými pumpovacími pohyby tak, aby cement pronikl k apexu. Pak je čep laterálně kondenzován pomocí spreaderu zvlhčeného rozpouštědlem.

• PŘELÉČENÍ:
Do dřeňové dutiny dáme dvě kapky rozpouštědla.
Pomocí manuálního nástroje pro kořenové kanálky odstraníme změkčenou gutaperču, až nástrojem dosáhneme apikálního hrotu.
Čas od času přidáme trochu čerstvého rozpouštědla a vyplachujeme střídavě hypochloridem sodným.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ
Hořlavý.
Zabraňte kontaktu s kůží a očima.
Nepolykejte.

UCHOVÁVÁNÍ
Skladujte při pokojové teplotě v původním obalu, chraňte před světlem a vlhkem.

BALENÍ
Lahvička 13 ml

Pouze pro profesionální použití ve stomatologické praxi.

septodont
SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - France
Tel.: 33 (0)1 49 76 70 00

CE 0459

Datum poslední revize 04/2008