ADHESOR®

zinkfosfátový cement

Výrobce:
SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com

Charakteristika:
Dvousložkový zinkfosfátový cement ve formě prášek a tekutina.

Indikace:
1) Podložkový materiál pod amalgamové a kompozitní výplně.
2) Dočasný výplňový materiál.
3) Fixace korunek a můstků.
4) Plnění kořenových kanálků.

Kontraindikace:
Použití cementu ADHESOR® je kontraindikováno v případě známé přecitlivělosti na některou ze složek přípravku.

Nežádoucí účinky:
Při aplikaci v blízkosti pulpy může způsobit dráždění - nutno překrýt dentin tenkou vrstvou kalciumhydroxidového přípravku.

Zpracování:
(určeno pro ruční mísení) Mísení se provádí na skleněné podložce, nerezovou třecí lopatkou při teplotě 23 ± 1 °C. K prodloužení doby zpracovatelnosti se doporučuje mísit cement při teplotě 20 °C. Doporučuje se též postupné vnášení prášku do tekutiny.

a) Podložky a výplně:
Mísicí poměr:
váhový - 2,30 g prášku na 0,5 ml tekutiny tj. 2,30 g prášku na 0,80 g tekutiny
objemový - 2 odměrky prášku a 3 kapky tekutiny
Doba mísení:
2-2,5 min.
Doba zpracovatelnosti:
(od počátku mísení do počátku tuhnutí) 4-4,5 min.
Doba tuhnutí:
(od počátku mísení do ztuhnutí) 6-7 min. Konečnou úpravu zhotovené podložky nebo výplně lze provést bezprostředně po jejím ztuhnutí.

b) Fixace pevných náhrad:
Mísicí poměr:
váhový - 1,40 g prášku na 0,5 ml tekutiny tj. 1,40 g prášku na 0,80 g tekutiny
objemový - 2 odměrky prášku a 5 kapek tekutiny
Doba mísení:
60-90 s
Doba zpracovatelnosti:
(od počátku mísení do počátku tuhnutí) 3-4 min.
Doba tuhnutí:
(od počátku mísení do ztuhnutí) 6-8 min
Upozornění:
Při aplikaci cementu v bezprostřední blízkosti pulpy je třeba překrýt dentin tenkou vrstvou kalciumhydroxidového přípravku. Složení tekutiny i prášku se na vzduchu snadno mění, proto výrobce doporučuje obě lahvičky dokonale uzavírat.

Varování:
Tekutina ADHESOR® obsahuje složku, která má dráždivé účinky na pokožku a sliznici.

Skladování:
V suchu a temnu, při teplotě 5 - 25 °C, v dobře uzavřeném obalu.

Doba použitelnosti:
5 let

Balení:
ADHESOR® (80 g plv. + 55 g liq.), odměrka na prášek
ADHESOR® pulvis 80 g, odměrka na prášek
ADHESOR® liquid 55 g

Barevné odstíny:
č.1 - bílý
č.2 - žlutý
č.3 - šedomodrý
č.4 - hnědý

CE 0044

Datum poslední revize: 7.4.2009