Endo Meter / Endo Bloc Box - magyar nyelvű használati útmutató

DiaDent | Topdental cikkszám: 59052

Termék	Endo Meter / Endo Bloc Box
Gyártó	DiaDent Group International
Gyártói család	Endo Meter - 835-001 / 835-002 / 835-003
Topdental cikkszám	59052
Rendeltetés	Endodontiai műszerek tartása és hosszának mérése
Kapacitás	Legfeljebb 10 endodontiai reszelő / műszer

1. Rendeltetés

Az Endo Meter endodontiai kézi vagy gépi műszerek rendezett elhelyezésére, tartására és munkahosszuk mérésének támogatására szolgáló chairside segédeszköz. A DiaDent adatbázisban az Endo Meter típusok 10 reszelő tartására és mérésére szolgáló eszközként szerepelnek.

2. Használat

1. Használat előtt ellenőrizze, hogy az eszköz tiszta és sérülésmentes.

2. Helyezze az endodontiai műszereket a kialakított tartóhelyekbe.

3. A mérőskálát használva állítsa vagy ellenőrizze az egyes műszerek kívánt munkahosszát.

4. A műszereket úgy helyezze el, hogy azok mérete és sorrendje kezelés közben egyértelműen azonosítható legyen.

5. Használat után távolítsa el a műszereket, majd az Endo Metert tisztítsa és készítse elő újrafelhasználásra.

3. Tisztítás és sterilizálás

A DiaDent Endo Meter kereskedelmi termékinformációja szerint autoklávozható. Tisztítás és sterilizálás során a rendelő validált protokollját és az eszköz anyagával kompatibilis eljárást alkalmazza.

4. Óvintézkedések

Kizárólag fogászati szakember használhatja.

Ne használja, ha az eszköz sérült, deformálódott, a skála nem olvasható, vagy a műszerek stabil megtartása nem biztosítható.

Az eszköz nem helyettesíti a klinikailag meghatározott munkahossz ellenőrzését.

Dokumentumstátusz: magyar nyelvű használati útmutató a DiaDent nyilvános gyártói termékinformációi alapján. Nem a gyártó által kiadott hivatalos magyar IFU.

Készült: 2026.09.14.