DIA-GP Gauge - magyar nyelvű használati útmutató

DiaDent | Topdental cikkszám: 59058

Termék	DIA-GP Gauge
Gyártó	DiaDent Group International
Gyártói cikkszám	781-001
Topdental cikkszám	59058
Méret	92 × 3 × 20 mm
Tulajdonság	Autoklávozható

1. Rendeltetés

A DIA-GP Gauge guttapercha mestercsapok méretezésére és kalibrálására szolgáló endodontiai mérőeszköz. Az ISO méretű furatok segítségével a guttapercha csap apikális mérete pontosan beállítható.

2. Használat

1. Válassza ki a kívánt ISO méretnek megfelelő furatot a mérőeszközön.

2. Helyezze a guttapercha csap végét a kiválasztott furatba.

3. A furaton túlnyúló részt megfelelő vágóeszközzel / pengével vágja le.

4. A beépített milliméteres skála segítségével ellenőrizze a csap hosszát.

5. A kialakított guttapercha mestercsapot a választott endodontiai obturációs technika szerint használja.

3. Tisztítás és újrafelhasználás

Az eszköz autoklávozható. Használat után tisztítsa meg, majd sterilizálja a rendelőben alkalmazott, az eszköz anyagával kompatibilis validált eljárás szerint.

4. Óvintézkedések

Kizárólag fogászati szakember használhatja. A guttapercha vágásakor éles eszköz használata miatt fokozott elővigyázatosság szükséges.

Használat előtt ellenőrizze, hogy az eszköz tiszta, ép és jól olvasható.

Dokumentumstátusz: magyar nyelvű használati útmutató a DiaDent nyilvános gyártói termékinformációi alapján. Nem a gyártó által kiadott hivatalos magyar IFU.

Készült: 2026.09.14.