SL ID 212 forte plus
Dezinfekcija za instrumente

ID 212 forte plus je visokoučinkovit koncentrat brez aldehidov za ročno čiščenje in dezinfekcijo splošnih in kirurških pripomočkov (npr. ogledal, sond, pincet, klešč itd.) ter na alkalije in alkohol občutljivih rotacijskih instrumentov v zobozdravstvenih ordinacijah, laboratorijih in klinikah.
Posebej primerno za instrumente iz niklja in titana itd., ki vsebujejo gumo/silikon, ali za nekatere rotacijske instrumente, lepljene s sintetično smolo. ID 212 forte plus ne uniči materialov.
Sestava: 100 g ID 212 forte plus vsebuje 9 g alkil-benzil-dimetilamonijevega klorida, 0,1 g 1-kokoalkilgvanidinijevega klorida, sredstvo za tvorbo kompleksov, površinsko aktivne snovi, linalool, pomožne snovi.
Spekter učinkovanja: baktericid, levurocid, tuberkulocid v ultrazvočni napravi, omejeno virucid (virusi z ovojnico, vklj. s HBV, HCV, HIV in koronavirusi), adenovirusi in norovirusi brez ovojnice. ID 212 forte plus je naveden na seznamu VAH **in na seznamu dezinfekcijskih sredstev IHO.** Preskušeno ob visoki organski obremenitvi skladno z EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 ter v skladu s smernicami DVV/RKI.
Uporaba: ID 212 forte plus se za čiščenje uporablja v 2-% koncentraciji, čas delovanja pa znaša 5 minut. To zmešate tako, da v pokrovčku odmerite 20 ml sredstva ID 212 forte plus (ena oznaka ustreza 20 ml) in ga zmešajte z 1 l vode. Po čiščenju instrumente intenzivno sperite pod tekočo vodo in jih po potrebi še ročno očistite. Uporabljeno raztopino za čiščenje menjajte vsak delovni dan.
Očiščene instrumente nato še dezinficirajte z razkužilom ID 212 forte plus. Sredstvo ID 212 forte plus se uporablja kot 2- ali 4-odstotna raztopina. Čas učinkovanja skladno z VAH za koncentracijo 2 % znaša 5 minut (baktericid/levurocid). Do deaktivacije virusov pride pri koncentraciji 4 % v 60 minutah, do deaktivacije Tb-bakterij v ultrazvočni napravi pa pride pri koncentraciji 2 % v 60 minutah (glejte tabelo). Po preteku časa učinkovanja dezinficirane instrumente intenzivno spirajte pod tekočo vodo najmanj 15 sekund in jih osušite. Raztopino dezinfekcijskega sredstva uporabljajte največ 7 dni, odvisno od stopnje umazanosti. Pri vidnih nečistočah je treba raztopino dezinfekcijskega sredstva takoj zamenjati. Za instrumente s posebnimi zahtevami je treba upoštevati navodila proizvajalca ter nacionalne predpise. Za nadaljnja navodila si oglejte informacije o izdelku na internetu.
Opombe: Sredstvo ID 212 forte plus uporabljajte v zaprti posodi za instrumente. Sredstva ID 212 forte plus ne mešajte z drugimi izdelki. Glede odpornosti na izdelek, nege in priprave upoštevajte navodila proizvajalca instrumentov. Spremembe barve in vonja sredstva ID 212 forte plus med skladiščenjem ne zmanjšajo učinkovitosti izdelka. Uporaba je dovoljena samo strokovnemu osebju. O vseh resnih dogodkih, ki nastanejo v povezavi s tem izdelkom, je treba takoj poročati proizvajalcu in pristojnemu organu v vaši državi članici.

LOT ⌛ glej natisk.

Pozor. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Zelo strupeno za vodne organizme. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Kožo izprati z vodo/prho. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Odstraniti vsebino/posodo nevarnih ali posebnih odpadkov.

Distribucija: DÜRR DENTAL SE,
Höpfigheimer Str. 17, 74321 Bietigheim-Bissingen,
Germany, info@duerrdental.com

HR ID 212 forte plus
Dezinfekcija instrumenata

ID 212 forte plus je visoko učinkoviti bezaldehidni koncentrat za ručno čišćenje i dezinfekciju općeg i kirurškog instrumentarija (npr. zrcala, sondi, pinceta, kliješta itd.) kao i rotirajućeg instrumentarija osjetljivog na alkalije i alkohol u ordinacijama, laboratorijima i klinikama u području stomatologije.

ID 212 forte plus

DE	Instrumenten-Desinfektion **Achtung**	CS	Dezinfekce nástrojů **Varování**
EN	Instrument disinfection **Warning**	SK	Dezinfekcia nástrojov **Pozor**
FR	Désinfection des instruments **Attention**	SL	Dezinfekcija za instrumente **Pozor**
IT	Disinfezione di strumenti **Attenzione**	HR	Dezinfekcija instrumenata **Upozorenje**
ES	Desinfección de instrumentos **Atención**	HU	Műszer-fertőtlenítés **Upozorenje**
PT	Desinfecção de instrumentos **Atenção**	EE	Instrumentide desinfitseerija **Hoiatus**
NL	Instrumenten-desinfectie **Waarschuwing**	LV	Instrumentu dezinfekcijas līdzeklis **Uzmanību**
SV	Instrument-desinfektion **Varning**	LT	Instrumentų dezinfekcija **Atsargiai**
FI	Instrumenttien desinfiointiaine **Varoitus**	UA	Дезінфекція інструментів **Увага**
NO	Instrument-desinfeksjon **Advarse**	BG	Дезинфектант за инструменти **Внимание**
DA	Instrument-desinfektion **Advarsel**	RO	Dezinfecția instrumentelor **Atenție**
EL	Απολύμανση των εργαλείων **Προσοχή**	TR	Alet Dezenfeksiyonu **Dikkat**
PL	Dezynfekcja instrumentów **Uwaga**		



CE 0124 MD

E.2FP.01.02.50-2024-10

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim, DE
a DÜRR DENTAL company
Tel: +49 7142 705-0
info@duerrdental.com . www.duerrdental.com
Made in Germany

DÜRR DENTAL

895x150

DE ID 212 forte plus
Instrumenten-Desinfektion

ID 212 forte plus ist ein hochwirksames, aldehydfreies Konzentrat für die manuelle Reinigung und Desinfektion des allgemeinen und des chirurgischen Instrumentariums (z. B. Spiegel, Sonden, Pinzetten, Zangen etc.) sowie von alkali- und alkoholempfindlichem rotierendem Instrumentarium in Praxis, Labor und Klinik im dentalmedizinischen Bereich.
Besonders geeignet für Instrumentarium mit Gummi-/Silikonanteil, aus Nickel-Titan, etc. oder bestimmten kunstharzgeklebten rotierenden Instrumenten. ID 212 forte plus ist materialschonend.
Zusammensetzung: 100 g ID 212 forte plus enthalten 9 g Alkyl-benzyl-dimethylammoniumchlorid, 0,1 g 1-Kokoalkylguanidinium-chlorid, Komplexbildner, Tenside, Linalool, Hilfsstoffe.
Wirkungsspektrum: Bakterizid, levurozid, tuberkulozid im Ultraschallgerät, begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV sowie Coronaviren), unbehüllte Adenoviren und Noroviren. ID 212 forte plus wird in der VAH-Liste, **IHO-Desinfektionsmittelliste** geführt. Geprüft unter hoher organischer Belastung gemäß EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 sowie DVV/RKI-Leitlinie.
Anwendung: ID 212 forte plus zur Reinigung 2 % bei einer Einwirkzeit von 5 Min anwenden. Dazu z. B. 20 ml ID 212 forte plus über Messbecher im Verschluss (Markierung entspricht 20 ml) dosieren und mit Wasser auf 1 Liter auffüllen. Nach der Reinigung Instrumentarium intensiv unter fließendem Wasser abspülen, ggf. manuell nachreinigen. Gebrauchte Reinigungslösung arbeitstäglich wechseln.

Anwendung / Application		**Konzentration-Zeitrelation** concentration-time relation
Anwendungsempfehlung zur Instrumentendesinfektion nach VAH / Recommended application for instrument disinfection according to VAH	**Bakterizid / Levurozid** Bactericidal / Yeasticidal	2 % - 5 min.

Wirkungsspektrum / Type of activity	**Geprüft gemäß /** Tested according to	**Konzentration-Zeitrelation** concentration-time relation
Bakterien / Hefen Bacteria / yeasts		
Bakterizid / Levurozid Bactericidal / Yeasticidal	EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562	2 % - 5 min.
Bakterizid / Levurozid im Ultraschallgerät / Bactericidal / Yeasticidal in an ultrasonic bath	EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562	2 % - 5 min.
Tuberkulozid im Ultraschallgerät Tuberculocidal in an ultrasonic bath	EN 14348, EN 14563	2 % - 60 min.
Viren / Viruses		
Begrenzt viruzid (behüllte viren inkl. HBV, HCV, HIV sowie Coronaviren) /	EN 14476, EN 17111	2 % - 15 min.
Virucidal activity against enveloped viruses (enveloped viruses incl. HBV, HCV, HIV as well as Coronaviruses)	DVV/RKI-Leitlinie / DVV/RKI-Guideline	2 % - 1 min.
Adenoviren / Adenoviruses	EN 14476, EN 17111	4 % - 30 min.
Noroviren / Noroviruses	EN 14476, EN 17111	4 % - 60 min.

Gereinigte Instrumente anschließend mit ID 212 forte plus desinfizieren. ID 212 forte plus wird als 2%ige bzw. 4%ige Lösung eingesetzt. Die Einwirkzeit beträgt gemäß VAH 2% - 5 Min. (bakterizid / levurozid). Eine Inaktivierung der Viren erfolgt bei 4% - 60 Min. und der Tb-Bakterien im Ultraschallgerät bei 2% - 60 Min. (siehe Tabelle). Nach der Einwirkzeit desinfiziertes Instrumentarium intensiv mindestens 15 Sek. unter fließendem Wasser abspülen und abtrocknen. Desinfektionsmittellösung in Abhängigkeit von der Verschmutzung maximal 7 Tage verwenden. Bei sichtbarer Verschmutzung ist die Desinfektionsmittellösung unverzüglich zu wechseln. Für Instrumente mit besonderen Anforderungen an die Aufbereitung sind die Herstellerangaben sowie länderspezifische Vorgaben zu beachten. Weitere Hinweise siehe auch Produktinformation im Internet.
Hinweise: ID 212 forte plus in einer geschlossenen Instrumentenwanne verwenden. ID 212 forte plus nicht mit anderen Produkten mischen. Die Hinweise zur Materialverträglichkeit, Pflege und Aufbereitung des Herstellers der Instrumente beachten. Farbliche und geruchliche Veränderungen von ID 212 forte plus während der Lagerung führen zu keiner Beeinträchtigung der Wirksamkeit. Anwendung ausschließlich durch Fachpersonal. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorkommnisse sind umgehend dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaats zu melden.

LOT siehe Aufdruck.

Achtung. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Vertrieb in Deutschland: DÜRR DENTAL SE,
Höpfigheimer Str. 17, 74321 Bietigheim-Bissingen,
Germany, info@duerrdental.com

CH-REP: Dürr Dental Schweiz AG,
Grabenackerstrasse 27, 8156 Oberhasli,
Switzerland, info.ch@duerrdental.com

Vertrieb in Österreich: DÜRR DENTAL Austria GmbH,
Neuraut 4, 6170 Zirl, Austria,
info.at@duerrdental.com

EN ID 212 forte plus
Instrument disinfection

ID 212 forte plus is a highly effective, aldehyde-free concentrate for manually cleaning and disinfecting general and surgical instrument sets (e.g., mirrors, probes, tweezers, forceps, etc.) as well as alkali- and alcohol-sensitive rotating instruments in private practices, laboratories and hospitals in the field of dental medicine.
Particularly suitable for instrument sets with rubber/silicone parts, made of nickel titanium, etc. or certain synthetic-resin-bonded rotating instruments. ID 212 forte plus is gentle on materials.
Composition: 100 g ID 212 forte plus contains 9 g alkyl-benzyl-dimethyl-ammonium-chloride, 0.1 g 1-coco-alkyl-guanidinium-chloride, complexing agents, surfactants, linalool, excipients.
Spectrum of activity: Bactericidal, yeasticidal, tuberculocidal in the ultrasonic cleaner, with virucidal activity against enveloped viruses (enveloped viruses incl. HBV, HCV, HIV and coronaviruses), non-enveloped adenoviruses and noroviruses. ID 212 forte plus is included in the VAH list and **IHO list of disinfectants.** Tested under high organic load in accordance with EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111, as well as DVV/RKI [Association for the Control of Viral Diseases/Robert Koch Institute] guidelines.
Use: Use ID 212 forte plus for cleaning in a concentration of 2% for an exposure time of 5 minutes. For example, use the measuring cup in the cap to dose 20 mL of ID 212 forte plus (marking corresponds to 20 mL) and fill with water to 1 litre. Rinse instrument sets thoroughly under running water after cleaning and scrub manually, as necessary. Change used cleaning solution each working day.
Then disinfect the cleaned instruments with ID 212 forte plus. ID 212 forte plus is used as a 2% or 4% solution. In accordance with VAH, the exposure time in 2% concentration is 5 minutes (bactericidal / yeasticidal). Inactivation of viruses takes place at 4% - 60 min, and of Tb bacteria in the ultrasonic cleaner at 2% - 60 min. (see table). After the exposure time has elapsed, thoroughly rinse the disinfected instrument set under running water for at least 15 seconds, then dry it. Use disinfectant solution for at most 7 days, depending on contamination. The disinfectant solution must be replaced without delay if it is visibly contaminated. For instruments subject to special processing requirements, follow the manufacturer's instructions and country-specific requirements. For further information please also see product information on the internet.
NOTE: Use ID 212 forte plus in in a closed instrument bath. Do not mix ID 212 forte plus with other products. Follow the instrument manufacturer's instructions concerning material compatibility, care, and processing. Changes in colour and odour of ID 212 forte plus during storage have no impact on efficacy. Use exclusively by qualified personnel. All serious events that occur in association with the product must be immediately reported to the manufacturer and the competent authority of your member state.

LOT see bottle imprint.

Warning. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Very toxic to aquatic life. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Wear protective gloves and eye/face protection. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Rinse skin with water/shower. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.

UK-REP: DÜRR DENTAL (Products) UK Ltd.,
14 Linnell Way - Telford Way Industrial Estate,
Kettering, Northants NN16 8PS,
United Kingdom, info@duerruk.com

FR ID 212 forte plus
Désinfection des instruments

ID 212 forte plus est un concentré puissant exempt d'aldéhyde pour le nettoyage et la désinfection manuels des instruments généraux et chirurgicaux (p. ex. : miroirs, sondes, pincettes, pinces, etc.) ainsi que des instruments rotatifs sensibles aux alcalis ou à l'alcool au cabinet, au laboratoire et en milieu hospitalier dans le secteur dentaire.
Particulièrement approprié pour les instruments avec une partie en caoutchouc/silicone, en nickel-titane, etc., ou certains instruments rotatifs collés à la résine artificielle. ID 212 forte plus ménage les matériaux.
Composition : 100 g d'ID 212 forte plus contient 9 g de chlorure d'alkyl-benzyl-diméthylammonium, 0,1 g de chlorure de 1-coalkylguanidinium, des agents complexants, des tensioactifs, du linalol, des adjuvants.
Spectre d'action : bactéricide, levuricide, tuberculocide dans un bain à ultrasons, virucide à action limitée (virus enveloppés tels que VHB, VHC, VIH ainsi que les coronavirus), adénovirus et norovirus non enveloppés. ID 212 forte plus figure sur la liste VAH et **la liste des désinfectants de l'IHO.** Produit contrôlé sous une forte charge organique selon les normes EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 et la directive DVV/RKI.
Application : utiliser la solution de nettoyage ID 212 forte plus à une concentration de 2 % pour un temps d'action de 5 min. Pour ce faire, doser 20 ml de solution ID 212 forte plus à l'aide du gobelet doseur se trouvant dans le bouchon (le marquage correspond à 20 ml), puis y ajouter de l'eau jusqu'à atteindre 1 litre. Suite au nettoyage, rincer abondamment les instruments à l'eau courante et, le cas échéant, les nettoyer à nouveau de manière manuelle. Changer la solution de nettoyage usagée après chaque jour de travail.
Désinfecter ensuite les instruments nettoyés à l'aide de la solution ID 212 forte plus. La solution ID 212 forte plus est utilisée à une concentration de 2 % ou 4 %. La durée d'action selon la VAH est de 2 % – 5 min. (bactéricide/levuricide). Une inactivation des virus se fait à 4 % – 60 min. et des bactéries Tb en dispositif à ultrasons à 2 % – 60 min (voir tableau). Une fois le temps d'action achevé, rincer abondamment les instruments désinfectés pendant au moins 15 sec. à l'eau courante et les sécher. Utiliser la solution de désinfectant pendant 7 jours maximum en fonction des souillures. En cas d'impuretés visibles, la solution de désinfectant doit être remplacée immédiatement. Respecter les instructions du fabricant ainsi que les prescriptions nationales relatives au retraitement d'instruments associés à des exigences particulières. Voir l'information produit disponible sur Internet pour de plus amples informations.
Remarques : utiliser la solution ID 212 forte plus dans un bac de désinfection fermé. Ne pas mélanger la solution ID 212 forte plus avec d'autres produits. Tenir compte des remarques relatives à la compatibilité avec les matériaux, à l'entretien et au retraitement du fabricant des instruments. Les altérations de la teinte et de l'odeur de la solution ID 212 forte plus au cours du stockage ne portent en rien préjudice à l'efficacité. Utilisation par du personnel spécialisé uniquement. Tout incident grave lié au produit doit être signalé rapidement au fabricant et à l'autorité compétente de votre État membre.

LOT voir le marquage.

Attention. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Rincer la peau à l'eau/se doucher. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

En France: DÜRR DENTAL FRANCE S.A.R.L.,
71 Rue des Hautes Pâtures, 92 000 Nanterre,
France, infodurrfr@duerrdental.com

En Belgium/Luxembourg:
DÜRR DENTAL BELGIUM B.V.B.A.,
Molenheidebaan 97, 3191 Hever,
Belgium, info@durr.be

IT ID 212 forte plus
Disinfezione di strumenti

ID 212 forte plus è un concentrato ad alta efficacia, privo di aldeidi, per la pulizia e la disinfezione manuale di strumenti per uso chirurgico e generale (ad es. specchietti, sonde, pinze, pinzette ecc.), nonché di strumenti rotanti sensibili agli alcali e all'alcol impiegati presso studi medici, laboratori e cliniche in ambito odontoiatrico.
Particolarmente indicato per strumenti con parti in gomma/silicone, in nichel-titanio ecc. o per determinati strumenti incollati con resina sintetica. ID 212 forte plus è delicato sui materiali.
Composizione: 100 g di ID 212 forte plus contengono 9 g di alchil-benzil-dimetil-ammonio cloruro, 0,1 g 1cocco-alchil guanidina cloruro, complessanti, tensioattivi, linalolo, additivi.
Spettro di azione: battericida, levuricida, tubercolicida in apparecchio a ultrasuoni, limitatamente virucida (virus capsulati, incl. HBV, HVC, HIV e coronavirus), adenovirus e norovirus non capsulati. ID 212 forte plus è incluso nella lista VAH e **lista disinfettanti IHO.** Testato con carica organica elevata in conformità alle norme EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 e alle linee guida DVV/RKI.
Impiego: utilizzare ID 212 forte plus al 2% per la pulizia con un tempo di azione di 5 minuti. A tale scopo, dosare ad es. 20 ml di ID 212 forte plus tramite il dosatore nella chiusura (la tacca corrisponde a 20 ml), poi aggiungere acqua fino a 1 litro. Dopo la pulizia, sciacquare intensamente gli strumenti sotto acqua corrente ed eventualmente pulire di nuovo manualmente. Cambiare ogni giorno la soluzione detergente usata.
Successivamente, disinfettare gli strumenti puliti con ID 212 forte plus. ID 212 forte plus viene utilizzato come soluzione al 2% o al 4%. Il tempo di azione in conformità a VAH 2% è di 5 minuti (battericida/levuricida). L'inattivazione richiede 60 min. a una concentrazione del 4% per i virus e 60 min. a una concentrazione del 2% per i batteri Tb in apparecchio a ultrasuoni (vedere la tabella). Dopo il tempo di azione, sciacquare intensamente gli strumenti disinfettati sotto acqua corrente per almeno 15 secondi, poi asciugarli. Utilizzare la soluzione disinfettante al massimo per 7 giorni in base al grado di contaminazione. In caso di contaminazione visibile occorre sostituire immediatamente la soluzione disinfettante. Per strumenti con particolari requisiti di ricondizionamento, rispettare le indicazioni del fabbricante e le normative nazionali specifiche. Per ulteriori indicazioni, consultare le informazioni sul prodotto in Internet.
Avvertenze: utilizzare ID 212 forte plus in una vaschetta per strumenti chiusa. Non mischiare ID 212 forte plus con altri prodotti. Rispettare le avvertenze riguardanti la compatibilità del materiale, la manutenzione e il ricondizionamento del fabbricante degli strumenti. Eventuali alterazioni di colore e odore di ID 212 forte plus durante la fase di conservazione non ne compromettono in alcun modo l'efficacia. L'uso è riservato a personale qualificato. Tutti gli eventi gravi verificatisi in relazione al prodotto devono essere immediatamente segnalati al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro.

LOT vedi stampo sul flacone.

Attenzione. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Indossare guanti e protezioni per gli occhi e per il viso. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Sciacquare la pelle/fare una doccia. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

In Italia: Dürr Dental Italia S.r.l.,
Via Remo Brambilla 16, 20863 Concorezzo (MB),
Italy, italia@duerrdental.com

ES ID 212 forte plus
Desinfección de instrumentos

ID 212 forte plus es un concentrado libre de aldehídos altamente eficaz, destinado a la limpieza y desinfección del instrumental general y quirúrgico (p. ej. espejos, sondas, pinzas, fórceps, etc.) así como del instrumental rotatorio sensible a los álcalis y al alcohol en la consulta, el laboratorio y la clínica en el área odontológica.
Especialmente apto para instrumental con parte de caucho/silicona, de níquel-titanio, etc. o determinados instrumentos rotatorios pegados con resina sintética. ID 212 forte plus es respetuoso con el material.
Contenido: 100 g de ID 212 forte plus contienen 9 g de cloruro de alquilbencildimetilamonio, 0,1 g de cloruro de 1-cocoalquilguanidinio, agentes complejantes, agentes tensioactivos, linalool, excipientes.
Espectro de acción: bactericida, levuricida, tuberculicida en aparato de ultrasonido, viricida limitado (virus encapsulados, incl. VHB, VHC, VIH así como coronavirus), adenovirus y norovirus no capsulados. ID 212 forte plus está en la lista de la VAH, **lista de la Asociación Industrial Alemana para la Higiene y la Protección de Superficies (IHO).** Comprobados bajo alta carga orgánica según las normas EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 así como las directrices DVV/RKI.
Aplicación: Usar ID 212 forte plus para la limpieza como solución al 2 % durante un tiempo de actuación de 5 min. Para ello, mida p. ej. 20 ml de ID 212 forte plus con el vaso graduado integrado en el tapón (la marca corresponde a 20 ml) y complete con agua hasta 1 litro. Después de la limpieza del instrumental, enjuague a fondo bajo el chorro de agua corriente y, si fuera necesario, complete después manualmente la limpieza. Cambiar diariamente la solución de limpieza utilizada.
A continuación desinfectar los instrumentos limpiados con ID 212 forte plus. ID 212 forte plus se utiliza como solución al 2 % o al 4 %. El tiempo de actuación es según VAH al 2% - 5 minutos (bactericida / levuricida). Una inactivación de los virus se produce al 4 % - 60 min. y de las bacterias que causan la tuberculosis (Tb) en aparato de ultrasonidos igualmente al 2 % - 60 min. (ver tabla). Cuando haya transcurrido el tiempo de actuación, enjuague el instrumental desinfectado meticulosamente bajo el agua corriente como mínimo 15 s y séquelo. Utilizar la solución del desinfectante según la suciedad 7 días como máximo. Si existe suciedad visible, se deberá cambiar sin demora la solución del desinfectante. Para instrumentos con requisitos especiales en el acondicionamiento, se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante y las normativas nacionales. Para más información, consulte también la información de producto en Internet.
Advertencia: Utilizar ID 212 forte plus en un baño de instrumental cerrado. No mezcle ID 212 forte plus con otros productos. Tenga en cuenta las indicaciones relativas a la compatibilidad con el material, el cuidado y el acondicionamiento del fabricante de los instrumentos. Los cambios en el color y el olor de ID 212 forte plus durante el almacenamiento no afectan en ningún modo a su eficacia. Para uso exclusivo por parte de personal especializado. Todos los incidentes graves relacionados con el producto se notificarán sin demora al fabricante y a la autoridad competente de su Estado miembro.

LOT véase lo grabado.

Atención. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Llevar guantes y gafas/máscara de protección. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Aclararse la piel con agua/ducharse. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

En España: DÜRR DENTAL MEDICS IBERICA S.A.U,
C/.Serra de la Salut 11-Nave 6, Pol. Ind. Santiga,
08210 Barbera del Valles, Barcelona,
Spain, info@durrdental.com

PT ID 212 forte plus
Desinfecção de instrumentos

O ID 212 forte plus é um concentrado sem aldeídos altamente eficaz para a limpeza e desinfeção manual de instrumentos gerais e cirúrgicos (por exemplo, espelhos, sondas, pinças, alicates, etc.), bem como instrumentos rotativos sensíveis a álcalis e álcool em consultórios médicos, laboratórios e clínicas na área médico-dentária.
Particularmente adequado para instrumentos com conteúdo de borracha/silicone, feitos de níquel-titânio, etc., ou determinados instrumentos rotativos ligados a resina. ID 212 forte plus é compatível com o material.
Composição: 100 g ID 212 forte plus contém 9 g de cloreto de alquil-benzil--dimetilamônio, 0,1 g de cloreto de 1-cocoalquilguanidínio, sequestrantes, tensioativos, linalol, excipientes.
Espetro de ação: bactericida, levurocida, tuberculocida no aparelho de ultrassom, virucida restrito (vírus com envelope incl. VHB, VHC, VIH e coronavírus), adenovírus e norovírus sem envelope. ID 212 forte plus consta da lista da VAH (Associação Alemã para a Higiene Aplicada), **da lista de desinfetantes emitida pela IHO (Associação Industrial Alemã de Higiene e Proteção de Superfícies).** Testado sob carga orgânica elevada segundo EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 e o regulamento DVV/RKI.
Forma de aplicação: Aplicar ID 212 forte plus para limpeza a 2%, com tempo de exposição de 5 min. Para isso, por exemplo, dosear 20 ml de ID 212 forte plus com o copo-medida da tampa (a marcação corresponde a 20 ml) e acabar de encher com água até 1 litro. Depois da limpeza, enxaguar os instrumentos intensamente com água corrente; se necessário, voltar a lavar manualmente. Substituir a solução de limpeza usada no final de cada dia de trabalho.
Desinfetar em seguida os instrumentos limpos com ID 212 forte plus. ID 212 forte plus é empregue enquanto solução de 2% ou 4%. O tempo de atuação, conforme VAH 2% - 5 Min. (bactericida / levurocida). Os vírus são inativados a 4% - 60 min. e as bactérias que causam TB no aparelho de ultrassom também a 2% - 60 min. (ver tabela). Depois de terminado o tempo de atuação, enxaguar os instrumentos desinfetados intensamente com água corrente, pelo menos durante 15 segundos, e secá-los. Utilizar a solução desinfetante no máximo durante 7 dias, dependendo da contaminação. Em caso de contaminação visível, a solução desinfetante deve ser imediatamente substituída. Para instrumentos com requisitos especiais para a preparação, é necessário cumprir os dados do fabricante e as especificações específicas nacionais. Para mais dados, ver igualmente informação do produto na Internet.
Nota: Utilizar o ID 212 forte plus numa bandeja de instrumentos fechada. Não misturar ID 212 forte plus com outros produtos. Observar os avisos sobre compatibilidade do material, cuidados e processamento do fabricante dos instrumentos. As alterações de cor e odor de ID 212 forte plus durante o armazenamento não prejudicam a sua eficácia. Aplicação exclusivamente por pessoal qualificado. Todos os incidentes graves relacionados com o produto devem ser imediatamente comunicados ao fabricante e à autoridade competente do seu Estado-Membro.

LOT veja a estampa.

Atenção. Provoca irritação cutânea. Provoca irritação ocular grave. Muito tóxico para os organismos aquáticos. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Usar luvas de protecção e protecção ocular/protecção facial. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. Eliminar o conteúdo/recipiente, enviando-o(s) para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

Em Portugal: DÜRR DENTAL MEDICS IBERICA S.A.U,
C/.Serra de la Salut 11-Nave 6, Pol. Ind. Santiga,
08210 Barbera del Valles, Barcelona,
Spain, info@durrdental.com

NL ID 212 forte plus
Instrumenten-desinfectie

ID 212 forte plus is een zeer effectief concentraat zonder aldehyde voor het handmatig reinigen en desinfecteren van het algemene en het chirurgische instrumentarium (bijv. spiegels, sondes, pincetten, tangen etc.) alsook van alkali- en alcoholgevoelige roterende instrumenten in tandartspraktijken, tandtechnische laboratoria en tandheelkundige klinieken.
Bijzonder geschikt voor instrumentarium met onderdelen van rubber/silicone, vervaardigd van nikkel-titanium, etc. of bepaalde met kunsthars gelijmde roterende instrumenten. ID 212 forte plus is materiaalvriendelijk.
Samenstelling: 100 g ID 212 forte plus bevat 9 g alkyl-benzyl-dimethyl-ammoniumchloride, 0,1 g 1-coco-alkyl-guanidiniumchloride, complexvormende substanties, tensiden, linalool, hulpstoffen.
Werkingsspectrum: bactericide, levurocide, tuberculocide in ultrasoon apparaat, beperkt virucide (omhulde virussen waaronder HBV, HCV, HIV en coronavirussen), niet-omhulde adenovirussen en norovirussen. ID 212 forte plus is opgenomen in de VAH-lijst en de **IHO-lijst van desinfectiemiddelen.** Getest onder hoge organische belasting conform EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 en de DVV/RKI-richtlijn.
Gebruiksaanwijzing: gebruik ID 212 forte plus voor reiniging in een concentratie van 2%, bij een inwerktijd van 5 min. Doseer daartoe bijv. 20 ml ID 212 forte plus met behulp van het maatdopje (markering komt overeen met 20 ml) en leng dit aan met water tot 1 liter. Spoel de instrumenten na de reiniging intensief schoon onder stromend water, reinig eventueel na met de hand. Vervang de reinigingsoplossing elke werkdag.
Desinfecteer gereinigde instrumenten daarna met ID 212 forte plus. ID 212 forte plus wordt toegepast als oplossing van 2% of 4%. De inwerktijd volgens VAH is 2% - 5 min (bactericide/levurocide). Een inactivatie van virussen vindt plaats bij 4% - 60 min. van tb-bacteriën in een ultrasoon apparaat bij 2% - 60 min. (zie tabel). Spoel gedesinfecteerde instrumenten na de inwerktijd gedurende minimaal 15 seconden grondig af onder stromend water en laat ze drogen. Afhankelijk van de verontreiniging de desinfectieoplossing maximaal 7 dagen gebruiken. Bij zichtbare verontreiniging de desinfectieoplossing onmiddellijk vervangen. Raadpleeg voor de behandeling van instrumenten met bijzondere vereisten de instructies van de fabrikant en de geldende voorschriften in het desbetreffende land. Lees voor meer informatie de productinformatie op het internet.
N.B.: gebruik ID 212 forte plus in een gesloten instrumentenbak. Meng ID 212 forte plus niet met andere producten. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de instrumenten voor informatie over materiaalbestendigheid, onderhoud en reiniging en desinfectie. Veranderingen in kleur en geur van ID 212 forte plus tijdens het bewaren hebben geen negatieve invloed op de werking van het product. Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker. Alle belangrijke gebeurtenissen die samenhangen met gebruik van het product, dienen direct gemeld te worden aan de fabrikant en de desbetreffende instanties van uw lidstaat.

LOT zie stempel op de fles.

Waarschuwing. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Huid met water afspoelen/afdouchen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

SV ID 212 forte plus
Instrument-desinfektion

ID 212 forte plus är ett högaktivt, aldehydfritt koncentrat för manuell rengöring och desinficering av allmänna och kirurgiska instrument (t.ex. speglar, sonder, pincetter, tänger) samt alkali- och alkoholkänsliga roterande instrument på dentalmedicinska läkarmottagningar, laboratorier och kliniker.
Produkten är särskilt lämplig för instrument med delar av gummi eller silikon, av t.ex. nickel-titan eller vissa konsthartslimmade roterande instrument. ID 212 forte plus är materialskonande.
Sammansättning: 100 g ID 212 forte plus innehåller 9 g alkyl-bensyl-dimetylammoniumklorid, 0,1 g 1-kokoalkylguanidiniklorid, komplexbildare, ytaktiva ämnen, linalool, hjälpämnen.
Verkningsspektrum: Baktericid, jästicid, tuberkulocid i ultraljudsapparat, begränsat virucid (höljeförsedda virus inkl. HBV, HCV, HIV samt Corona-virus), icke-höljeförsedda adenovirus och norovirus. ID 212 forte plus är uppsatt på VAH-listan (Verbund für Angewandte Hygiene) och **IHO-desinfektionsmedelslistan** (Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz). Testat under hög organisk belastning enligt EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 samt riktlinjer från DVV/RKI.
Användning: Använd ID 212 forte plus till rengöring som 2 % och låt verka 5 minuter. Mät t.ex. upp 20 ml ID 212 forte plus med mätbägaren i locket (markeringen motsvarar 20 ml) och fyll på med vatten till 1 liter. Efter exponeringen ska instrumenten sköljas grundligt under rinnande vatten och vid behov rengöras ytterligare. Använd rengöringslösning ska bytas varje arbetsdag.
Desinficera därefter rengjorda instrument med ID 212 forte plus. ID 212 forte plus används som 2-procentig resp. 4-procentig lösning. Exponeringstiden är enligt VAH 2% - 5 min. (baktericid/jästicid). Inaktivering av virus sker vid 4 % - 60 min. och av TB-bakterier i ultraljudsapparat vid 2 % – 60 min. (se tabell). Efter exponeringen ska desinficerade instrument sköljas intensivt i minst 15 sekunder under rinnande vatten och därefter torkas av. Desinfektionslösningen får, beroende av föroreningsgraden, användas i högst 7 dagar. Vid synliga föroreningar ska desinfektionslösningen omedelbart bytas ut. För instrument som ställer särskilda krav på reprocessering ska tillverkarens anvisningar samt gällande nationella föreskrifter beaktas. Ytterligare produktinformation finns på Internet.
Anmärkning: ID 212 forte plus ska användas i ett slutet instrumentträg. Blanda inte ID 212 forte plus med andra produkter. Beakta instrumenttillverkarens anvisningar om materialtålighet, vård och reprocessering. Färg- och doftförändringar av ID 212 forte plus under förvaring påverkar inte effektiviteten. Får enbart användas av fackpersonal. Alla allvarliga händelser som inträffar i samband med produkten måste utan dröjsmål rapporteras till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i din medlemsstat.

LOT se stämpel.

Varning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Skölj huden med vatten/duscha. Förvaras på väl ventilerat plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

FI ID 212 forte plus
Instrumenttien desinfiointiaine

ID 212 forte plus on erittäin tehokas, aldehyditon tiiviste yleisten ja kirurgisten instrumenttien (esim. peilit, sondit, atulat, pihdit) sekä alkali- ja alkoholiherkkien pyörivien instrumenttien manuaaliseen puhdistukseen ja desinfiointiin hammaslääkärin vastaanotoilla sekä hammaslaboratorioissa ja -sairaaloissa.
Sopii erityisesti instrumenteille, joissa on kumia/silikonia, nikkeli-titaania tms. sekä tietyille pyöriville instrumenteille, joissa on synteettistä hartsia. ID 212 forte plus on materiaaliystävällinen.
Koostumus: 100 g ID 212 forte plus -tuotetta sisältää 9 g alkyylibentsyylidimetyyliammoniumkloridia, 0,1 g 1-kokoalkyyliguanidiinihydrokloridia, kompleksinmuodostajia, tensidejä, linaloolia, apuaineita.
Vaikutusspektri: bakterisidinen, hiivasieniä tuhoava, tuberkulosidinen ultraäänilaitteessa, rajoitetusti virusidinen (vaipalliset virukset ml. HBV, HCV, HIV ja koronavirukset), vaipattomat adenovirukset ja norovirukset. ID 212 forte plus on **VAH-listassa, desinfiointiaineiden IHO-listassa.** Testattu suuren orgaanisen kuorman kanssa standardien EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 ja DVV/RKI-suositusten mukaan.
Käyttö: Käytä puhdistamiseen 2-prosenttista ID 212 forte plus -liuosta 5 minuutin vaikutusajalla. Annostele esim. 20 ml ID 212 forte plus -liuosta korkin mitalla (merkintä vastaa 20 ml:aa) ja täytä vettä 1 litraan saakka. Huuhtele instrumentit puhdistuksen jälkeen perusteellisesti juoksevalla vedellä ja puhdista tarvittaessa käsin. Vaihda käytetty liuos työpäivittäin.
Desinfioi puhdistetut instrumentit sen jälkeen ID 212 forte plus -tuotteella. ID 212 forte plus -tuotetta käytetään 2- tai 4-prosenttisena liuoksena. 2-prosenttisen liuoksen vaikutusaika on VAH:n mukaisesti 5 minuuttia (bakterisidinen/hiivasieniä tappava). Virusten inaktivoituminen tapahtuu 4-prosenttisella liuoksella 60 minuutissa ja Tb-bakteerien ultraäänilaitteessa 2-prosenttisella liuoksella 60 minuutissa (katso taulukko). Huuhtele desinfioituja instrumentteja vaikutusajan jälkeen perusteellisesti vähintään 15 sekuntia juoksevalla vedellä ja kuivaa. Desinfiointiaineen käyttöaika on likaisuudesta riippuen enintään 7 vuorokautta. Jos desinfiointiliuoksessa on näkyvää likaa, se on vaihdettava välittömästi. Noudata instrumenttien, joihin liittyy erityisvaatimuksia, osalta valmistajan antamia ohjeita sekä maakohtaisia määräyksiä. Katso lisätietoja myös Internetissä olevista tuoteselosteista.
Huomautus: Käytä ID 212 forte plus -desinfiointiainetta suljetussa instrumenttiastiassa. ID 212 forte plus -tuotetta ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa. Noudata instrumenttien valmistajan antamia tietoja materiaalien yhteensopivuudesta, hoidosta ja uudelleenkäsittelystä. ID 212 forte plus -tuotteen värin ja hajun muutoksilla säilytyksen aikana ei ole tehoa heikentäviä vaikutuksia. Vain ammattikäyttöön. Kaikista tämän tuotteen yhteydessä ilmenevistä vakavista tapahtumista on viipymättä ilmoitettava valmistajalle ja jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

LOT katso pullon leimaa.

Varoitus. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Hävitä sisältö/pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

NO ID 212 forte plus
Instrument-desinfeksjon

ID 212 forte plus er et ekstremt effektivt, aldehydfritt konsentrat for manuell rengjøring og desinfeksjon av generelle og kirurgiske instrumenter (f.eks. speil, sonder, pinsetter, tenger, osv.) samt av roterende instrumenter som er ømfintlige overfor baser og alkohol, innen tannmedisin på legekontorer, laboratorier og sykehus.
Spesielt godt egnet for instrumenter med deler av gummi/silikon, av nikkel-titan, osv., eller for spesielle roterende instrumenter som er limt med kunstharpiks. ID 212 forte plus er skånsomt mot materialet.
Sammensetning: 100 g ID 212 forte plus inneholder 9 g alkylbenzyldimetylammoniumklorid, 0,1 g 1-kokoalkylguanidiniumklorid, kompleksdannere, tensider, linalool, hjelpestoffer.
Virkningsspektrum: Baktericid, levurocid, tuberkulocid i ultralydapparat, i begrenset grad virucid (kapslede virus som HBV, HCV HIV og koronavirus) samt adenovirus og norovirus uten kapsel. ID 212 forte plus føres i VAH-listen, **IHO-desinfeksjonsmiddellisten.** Kontrollert under høy organisk belastning iht. EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 samt DVV/RKI-direktivet.
Bruk: ID 212 forte plus brukes til rengjøring 2 % med en virketid på 5 min. Doser da 20 ml ID 212 forte plus ved hjelp av målebegeret i lokket (merket svarer til 20 ml), og fyll opp med vann til 1 liter. Etter rengjøringen må instrumentene skylles intensivt under rennende vann og rengjøres manuelt i etterhånd ved behov. Skift ut brukt rengjøringsløsning hver arbeidsdag.
Rengjorte instrumenter må deretter desinfiseres med ID 212 forte plus. ID 212 forte plus brukes som 2 % eller 4 % oppløsning. I henhold til VAH er virketiden 2 % - 5 min (baktericid/levurocid). En inaktivering av virusene skjer ved 4 % - 60 min, og av Tb-bakteriene i ultralydapparatet ved 2 % - 60 min (se tabellen). Etter virketiden skal desinfiserte instrumenter skylles i minst 15 sek under rennende vann og deretter tørkes. Bruk desinfeksjonsmiddeløsning i maks. 7 dager, avhengig av tilsmussing. Ved synlig smuss skal desinfeksjonsmiddeløsningen skiftes omgående. Når det gjelder instrumenter som stiller spesielle krav til dekontaminasjon, skal produsentens opplysninger og nasjonale forskrifter følges. Mer informasjon, se også produktinformasjonen på Internett.
Merknader: ID 212 forte plus skal brukes i en lukket instrumentbeholder. ID 212 forte plus skal ikke blandes med andre produkter. Følg merknadene om materialkompatibilitet, stell og dekontaminasjon fra instrumentprodusenten. Endringer av farge og lukt på ID 212 forte plus under lagring fører ikke til nedsatt effekt. Skal kun brukes av fagpersonale. Alle alvorlige hendelser som oppstår i sammenheng med produktet, skal straks meldes til produsenten og angjeldende myndigheter i landet ditt.

LOT se innpreging.

Advarsel. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig for liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Skyll/dusj huden med vann. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Innhold/ beholder leveres til gedkjent avfallsbehandlingsanlegg.

DA ID 212 forte plus
Instrument-desinfektion

ID 212 forte plus er et højeffektivt koncentrat uden aldehyd til manuel rengøring og desinfektion af de almindelige og de kirurgiske instrumenter (f.eks. spejle, sonder, pincetter, tænger osv.) samt af alkali- og alkoholfølsomme roterende instrumenter på praksisser, i laboratorier og på klinikker inden for det dentalmedicinske område.
Særlig egnet til instrumenter med gummi-/silikoneandele, af nikkel-titan osv. eller bestemte roterende instrumenter, der er limet med kunstharpiks. ID 212 forte plus er skånsom mod materialet.
Sammensætning: 100 g ID 212 forte plus indeholder 9 g alkyl-benzyl-dimethylammonium-klorid, 0,1 g 1-kokoalkylguanidinium-klorid, kompleksdannere, tensider, linalool, hjælpestoffer.
Virkningsspektrum: Baktericid, levurocid, tuberkulocid i ultralydudstyr, begrænset virucid (indkapslede vira inkl. HBV, HCV, HIV samt Corona-vira), uindkapslede adenovira og norovira. ID 212 forte plus står opført på VAH-listen, **IHO-desinfektionsmiddellisten.** Prøvet under høj organisk belastning iht. EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 samt DVV/RKI-retningslinje.
Anvendelse: Anvend en 2 %-holdig opløsning ID 212 forte plus til rengøring ved en indvirkningstid på 5 min. Dosér f.eks. 20 ml ID 212 forte plus vha. målebægeret i lukningen (markeringen svarer til 20 ml), og tilsæt vand, så der er i alt 1 liter. Efter rengøringen skal instrumenterne skylles intensivt under rindende vand. Foretag evt. en manuel efterrengøring. Skift den brugte rengøringsopløsning hver arbejdsdag.
Desinficér derefter de rengjorte instrumenter med ID 212 forte plus. ID 212 forte plus anvendes som 2 %-holdig hhv. 4 %-holdig opløsning. Indvirkningstiden er på 5 minutter ved 2 % i henhold til VAH (baktericid/levurocid). En inaktivering af vira sker på 60 minutter ved 4 % og ved Tb-bakterier på 60 minutter ved 2 % i ultralydudstyret (se tabel). Efter indvirkningstiden skal de desinficerede instrumenter skylles intensivt i mindst 15 sek. under rindende vand og tørres af. Anvend desinfektionsmiddelopløsningen i maks. 7 dage afhængigt af tilsmudsningen. Ved synlig kontamination skal desinfektionsmiddelopløsningen skiftes med det samme. I forbindelse med instrumenter med særlige krav til oparbejdningen skal man overholde fabrikantens angivelser samt de nationale forskrifter. For yderligere oplysninger, se også produktinformationen på internettet.
Henvisninger: Anvend ID 212 forte plus i et lukket instrumentkar. ID 212 forte plus må ikke blandes med andre produkter. Vær opmærksom på henvisningerne fra fabrikanten af instrumenterne angående materialekompatibilitet, pleje og behandling. Ændringer i farve og lugt af ID 212 forte plus under opbevaring fører ikke til en forringelse af virkningen. Må kun anvendes af fagudannet personale. Alle alvorlige hændelser, der optræder i forbindelse med dette produkt, skal omgående meddeles fabrikanten og den ansvarlige myndighed i din medlemsstat.

LOT se prægning.

Advarsel. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig for vandlevende organismer. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skyl/brus huden med vand. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

EL ID 212 forte plus
Απολύμανση των εργαλείων

Το ID 212 forte plus είναι ένα εξαιρετικά δραστικό συμπύκνωμα χωρίς αλδεΰδη για τον χειροκίνητο καθαρισμό και την απολύμανση των γενικών και χειρουργικών εργαλείων (π.χ. κάτοπτρα, ανιχνευτήρες, λαβίδες, τανάλιες κ.λπ.), καθώς και των ευαίσθητων στα αλκάλια και την αλκοόλη περιστροφικών εργαλείων στο ιατρείο, στο εργαστήριο και στην κλινική στον οδοντιατρικό τομέα.
Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργαλεία που περιέχουν ελαστικό/σιλικόνη, που είναι κατασκευασμένα από νικέλιο-τιτάνιο κ.λπ. ή για ορισμένα περιστροφικά εργαλεία που είναι συγκολλημένα με ρητίνη. Το ID 212 forte plus είναι φιλικό για τα υλικά.
Σύνθεση: Τα 100 g ID 212 forte plus περιέχουν 9 g χλωριούχο αλκυλο-βενζυλο-διμεθυλο-χλωριούχο αμμώνιο, 0,1 g χλωριούχο 1-κοκο-αλκυλο-γουανιδίνη, παράγοντες σχηματισμού συμπλόκων, τασιενεργά, λιναλοόλη, έκδοχα.
Φάσμα δράσης: Βακτηριοκτόνο, ζυμοκτόνο, φυματιοκτόνο σε συσκευή υπερήχων, περιορισμένη ιοκτόνος δράση (ελυτροφόροι ιοί συμπ. HBV, HCV, HIV καθώς και κορωνοϊών), μη ελυτροφόροι αδενοϊοί και νοροϊοί. Το ID 212 forte plus παρατίθεται στον κατάλογο της Γερμανικής Ένωσης Εφαρμοσμένης Υγιεινής (VAH) και στον **κατάλογο απολυμαντικών IHO.** Ελεγμένο υπό υψηλό οργανικό φορτίο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 καθώς και με την οδηγία DVV/RKI.
Εφαρμογή: Για καθαρισμό, εφαρμόστε το ID 212 forte plus ως διάλυμα 2% για χρόνο έκθεσης 5 λεπτά. Για τον σκοπό αυτό, δοσομετρήστε π.χ. 20 ml ID 212 forte plus με τον δοσομετρητή στο καπάκι (η σήμανση αντιστοιχεί σε 20 ml) και γεμίστε με νερό μέχρι το 1 λίτρο. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε τα εργαλεία σχολαστικά κάτω από τρεχούμενο νερό και, εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τον καθαρισμό με το χέρι. Αλλάζετε το χρησιμοποιημένο διάλυμα καθαρισμού κάθε εργάσιμη ημέρα.
Στη συνέχεια, απολυμάνετε τα καθαρισμένα εργαλεία με ID 212 forte plus. Το ID 212 forte plus χρησιμοποιείται ως διάλυμα 2% ή 4%. Ο χρόνος έκθεσης είναι σύμφωνα με VAH 2% - 5 λεπτά (βακτηριοκτόνο / ζυμοκτόνο). Αδρανοποίηση των ιών επιτυγχάνεται σε 4% - 60 λεπτά και των βακτηρίων Tb σε συσκευή υπερήχων σε 2% - 60 λεπτά (βλ. Πίνακα). Μετά τον χρόνο έκθεσης, ξεπλύνετε τα απολυμασμένα εργαλεία σχολαστικά κάτω από τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα και στεγνώστε. Χρησιμοποιήστε το απολυμαντικό διάλυμα για μέγιστο χρονικό διάστημα 7 ημερών, ανάλογα με τη μόλυνση. Σε περίπτωση ορατής μόλυνσης, το απολυμαντικό διάλυμα πρέπει να αλλάζει αμέσως. Για εργαλεία με ειδικές απαιτήσεις επεξεργασίας, πρέπει να τηρούνται οι πληροφορίες του κατασκευαστή καθώς και οι πληροφορίες ειδικά για τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε επίσης στις πληροφορίες του προϊόντος στο Διαδίκτυο.
Υποδείξεις: Χρησιμοποιείτε το ID 212 forte plus σε κλειστό δίσκο εργαλείων. Μην αναμειγνύετε το ID 212 forte plus με άλλα προϊόντα. Τηρείτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή των εργαλείων για τη συμβατότητα των υλικών, τη φροντίδα και την επεξεργασία. Μεταβολές στο χρώμα και την οσμή του ID 212 forte plus κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης δεν θα επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα. Χρήση αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό. Όλα τα σοβαρά περιστατικά που συμβαίνουν σε σύνδεση με το προϊόν πρέπει να αναφέρονται άμεσα στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είστε εγκατεστημένοι.

LOT βλέπε αναγραφόμενη ημερομηνία.

Προσοχή. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστασία ματιών/προσώπου. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.

PL ID 212 forte plus
Dezynfekcja instrumentów

ID 212 forte plus jest bardzo skutecznym, niezawierającym aldehydów koncentratem do ręcznego czyszczenia i dezynfekcji instrumentów ogólnych i chirurgicznych (np. lusterek, zgłębników, pincet, kleszczy itp.) oraz wrażliwych na alkalia i alkohol instrumentów obrotowych w gabinetach, laboratoriach i klinikach stomatologicznych.
Szczególnie nadaje się do instrumentów z zawartością gumy/silikonu, wykonanych z niklu-tytanu itp. lub niektórych instrumentów obrotowych klejonych żywicą syntetyczną. ID 212 forte plus nie niszczy materiałów.
Skład: 100 g ID 212 forte plus zawiera 9 g chlorku alkilobenzylodimetyloamoniowego, 0,1 g chlorku 1-kokoalkiloguanidyniowego, środki kompleksujące, środki powierzchniowo czynne, linalol, substancje pomocnicze.
Zakres działania: bakteriobójcze, drożdżakobójcze, przeciw prątkom gruźlicy w urządzeniu ultradźwiękowym, w ograniczonym stopniu wirusobójcze (wirusy otoczkowe, w tym HBV, HCV, HIV i koronawirusy), bezotoczkowe adenowirusy i norowirusy. ID 212 forte plus jest zawarty na **liście VAH i liście środków dezynfekcyjnych IHO.** Sprawdzono pod dużym obciążeniem organicznym zgodnie z normami EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 oraz wytycznymi DVV/RKI.
Sposób użycia: Produkt ID 212 forte plus stosować do czyszczenia w stężeniu 2% z czasem oddziaływania wynoszącym 5 minut. W tym celu należy np. odmierzyć przy użyciu miarki w zakrętce 20 ml produktu ID 212 forte plus (oznakowanie odpowiada objętości 20 ml) i dopełnić wodą do 1 litra. Po oczyszczeniu narzędzia należy bardzo dokładnie opłukać pod bieżącą wodą, a w razie potrzeby oczyścić ręcznie. Zużyty roztwór czyszczący należy wymieniać w każdy dzień roboczy.
Następnie oczyszczone narzędzia należy zdezynfekować produktem ID 212 forte plus. Koncentrat ID 212 forte plus stosuje się jako roztwór 2- lub 4-procentowy. Czas oddziaływania wynosi zgodnie z VAH przy stężeniu 2% 5 min (działanie bakteriobójcze/drożdżakobójcze). Inaktywacja wirusów następuje przy stężeniu 4% po 60 minutach, a bakterii wywołujących gruźlicę w urządzeniu ultradźwiękowym przy stężeniu 2% po 60 minutach (patrz tabela). Po upływie czasu działania zdezynfekowane narzędzia należy bardzo dokładnie opłukać pod bieżącą wodą przez co najmniej 15 sekund i wysuszyć. Roztwór środka dezynfek-