MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI SEGÉDLET

Euronda Monoart® EM15 nyálelszívó

Fontos: Ez a dokumentum nem a gyártó által kiadott hivatalos magyar IFU, hanem a nyilvánosan elérhető Euronda termékinformációk alapján készített magyar nyelvű használati segédlet. Hatósági benyújtásnál nem helyettesíti a gyártói használati utasítást.

Gyártó / márka	Euronda® / Monoart®
Termék	Monoart® EM15 nyálelszívó / saliva ejector
Hossz	15 cm
Anyag	Ftalátmentes PVC, beágyazott rézhuzallal
Kivitel	Egyszer használatos termék; lekerekített, levegőztetett végződéssel
Rendeltetés	Nyál, folyadék és kisebb részecskék elszívására a szájüregből fogászati kezelés során.

Használat

1. A terméket használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze. Sérült, deformált vagy szennyezett eszközt ne használjon.

2. Csatlakoztassa a nyálelszívót a fogászati elszívórendszer megfelelő csatlakozójához / adapteréhez.

3. A csövet óvatosan, ívben hajlítsa a kívánt formára. A beágyazott rézhuzal segíti a forma megtartását; kerülje az éles megtörést.

4. Helyezze a lekerekített véget a szájüregbe úgy, hogy az ne okozzon sérülést vagy kellemetlen nyomást a nyálkahártyán.

5. A kezelés során ellenőrizze, hogy az elszívó nyílások szabadok, és a folyadék elszívása megfelelő.

6. A használat befejezése után az egyszer használatos nyálelszívót távolítsa el és a rendelő helyi fertőzésmegelőzési/hulladékkezelési eljárása szerint ártalmatlanítsa.

Biztonsági tudnivalók

• Kizárólag fogászati alkalmazásra, képzett személyzet számára.

• Egyszer használatos termék; újrafelhasználása és újrafeldolgozása nem javasolt.

• A terméket ne használja, ha sérült vagy a végződés nem stabil.

• A hajlítás során ne alakítson ki éles törést, mert ez csökkentheti az átáramlást.

• A lekerekített végződés célja a nyálkahártya irritációjának csökkentése; használat közben ennek ellenére kerülje a túlzott nyomást.

• Gyermekektől elzárva, tiszta és száraz helyen tárolandó.

Tárolás

Eredeti csomagolásban, száraz, tiszta, közvetlen hőtől és napsugárzástól védett helyen tárolja. Felhasználásig óvja a szennyeződéstől és mechanikai sérüléstől.

Források

Euronda Dental - Monoart Speichelsauger 15 cm termékoldal; Euronda technikai adatlap (Monoart® Aspirasaliva EM15); Euronda EU megfelelőségi nyilatkozat (EM15 Saliva Ejector).

Készült: 2026-09-14. Belső magyar nyelvű segédlet.