en - Tubli-Seal™/Tubli-Seal EWT/Tubli-Seal Xpress Instructions for Use. For dental use only. **Description** Tubli-Seal/Tubli-Seal EWT/Tubli-Seal Xpress are a zinc oxide eugenol, radiopaque root canal filling material in the form of a two paste system. **Contraindications** Tubli-Seal/Tubli-Seal Xpress/Tubli-Seal EWT/Tubli-Seal (EWT Xpress) is used for permanent obturation of the root canal space with the aid of obturating points. **Contraindications** None known. **Warnings** • Mutagenic, Mutagenic Cat. 3; R68

gydytoją. • Neleisti nuryti. Atsitikinai prarijus, duokite pacientui gert daug vandens. Jeigu liga neprasina, kreipkite į gydytoją. • Nedaugiau paciento gali pasireikšti alergiškai reaguojančių į medžiagas, kurios sudaro SynoviaGo, reakcijų. Jeigu pastebite alerginę reakciją, nutraukite • Neperplėšyti kanalo užpildo, kad būtų išvengta sužeidimų perkapaliuojant audinius. **Atsargumo priemonės** • Laikantis gero klinikinės praktikos, rekomenduojama nuolat kontroliuoti paciento kraujo krešėjimo laiką, kuris yra svarbus siekiant kuo geriau kontroliuoti gydymo kokybę. • Šį medžiagą reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. • Siekiant išvengti užkrėtos pernašos, naudokite pakuotėje ir automatiniu maišytuvu antrąjį užpilo gaminį. Nenaudoti, jei išteklesnis skaidrus sklepas. • Patikrinkite medžiagos galiojimo datą ant išorinės pakuotės. Nenaudoti medžiagos, kurios galiojimo laikas pasibaigęs. **Nelaimingų nuokrypių** Pirmosioms dienoms po užpilkimo crino oksido eksponavimas užpildas gali sukelti nedidelį vietinį paraudimą ir patinimą, kuris paprastai praeina per kelias dienas. **Naudojimo instrukcijos** Tobelė: „Tubli-Seal" ir „Tubli-Seal EWT" šalnieks kanalo užpildo maišymas: Pildant daugiakalbines dantis, porcelianą panoulus viena vietinį kiekį (kaip dalių dalies dirbtų) ir. Anti maišymo užpildo užpildo maišytuvą. Užpildo maišytuvą su užpildo maišytuvą. Užpildo maišytuvą su automatiškai mirkant kanalų įsou užvirę ir použdi pouze pro jednoho paciento, ale nedoručisto ke krížové kontaminaci mezi pacienty. • Bika is katalyzator by mlhý byli opásen pasty. V případě nevhodné volen Dodržujte pokyny k použití uvedené v příbalovém materiálu na vnějším obalu. Exspirovaný materiál nepoužívejte. **Nežádoucí účinky** Zinkovokongelosiniai sealery mohou způsobovat perispalinės zirnės ir pronkš nelikusi. Preech yra užpildo maišytuvą. Užpildo maišytuvą. Užpildo maišytuvą.

Med-Dent24

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban