Bien-Air Dental

Pracovní postup

Čištění

Spraynet
čistící sprej 500ml
6 balení v kartonu
Objednací číslo
1600036-006



Pro vnější čištění koncovek a jiných zařízení.
Pro vnitřní čištění turbínek a násadců.


Turbínky  Násadce Hadice / Ostatní













Údržba

Žárovka pro světelné turbínky 5ks v balení
Objednací číslo
1500000-005





Žárovka pro světelné mikromotory 5ks v balení
Objednací číslo
1500007-005



Výměna žárovky ve světelné turbíne a mikromotoru.

Elektrické mikromotory a turbínky





Wire probe - Čistící jehla
10ks v balení
Objednací číslo
1000001-010



Pro vnitřní čištění vodních a vzduchových kanálků.




Další informace naleznete v provozním manuálu vašeho zařízení.

design: essence.ch

Bien-Air Dental
www.bienair.com