
NÁVOD K POUŽITÍ (Gutaperčové & papírové čepy) – příbalový leták




Účel použití:

Tyto čepy jsou určeny k ošetření kořenových kanálků.

Bakteriální infekce pulpy vytváří toxiny, které způsobují zánět.

Zánět se může dále vyvíjet až k vytvoření abscesu.

Otevření vrchní části zubu pro odstranění zánětu.




1 => vytvoření přístupu

2 => odstranění zánětu

3 => odumřelá pulpa v pulpální oblasti


4 => odumřelá pulpa v kořenových kanálcích



Úprava kořenového kanálku pomocí ručních nástrojů.

Vysušení kořenového kanálku nebo aplikace roztoku pomocí papírových čepů.


Kanálky a část oblasti je vyplněna pomocí gutaperčových čepů.



1 => vyplněná pulpální oblast gutaperčovými čepy

2 => gutaperčové čepy v kořenovém kanálku

Otevřený přístup je vyplněn cementem.



1 => cementová výplň

2 => gutaperčová výplň

CE 0197

Datum poslední revize: 10.12.2015

Výrobce:

DiaDent®

DiaDent Group International 626, Yeonje-Ri, Gangoe-Myeon, Cheongwon-Gun, Chungcheong Buk Do, Republic of Korea

Tel. (82-43-266-2315, diadent@diadent.co.kr, www.diadent.co.kr

Distributor:

GigaMED

GigaMED s.r.o. · V Olšinách 75 · 100 00 Praha 10

Tel.: +420 281 869 650 · Fax +420 212 240 793

info@gigamed.cz · www.gigamed.cz