MAGYAR HASZNÁLATI SEGÉDLET

Termék: Euronda Baby UV-védőszemüveg
Cikkszám: 261090
Terméktípus: védőszemüveg

FONTOS: Ez a dokumentum nem a gyártó hivatalos használati utasítása (IFU), hanem belső magyar nyelvű használati segédlet. Hatósági benyújtásnál nem helyettesíti a gyártó által kiadott hivatalos IFU-t.

Rendeltetés

A szem és a szemkörnyék fröccsenések, részecskék és a termék specifikációja szerinti fényterhelés elleni védelmének támogatása.

Használat

A szemüveget tiszta, sérülésmentes állapotban helyezze fel. Igazítsa úgy, hogy stabilan üljön és ne akadályozza a látást. Használat után a gyártó által engedélyezett módon tisztítsa és fertőtlenítse.

Figyelmeztetések

Ne használja repedt, karcos vagy deformált lencsével. A pontos UV-védelmi tartományt mindig a gyártói jelölés alapján kell ellenőrizni.

Általános higiéniai és tárolási előírások

A terméket tiszta, száraz környezetben, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérséklettől védve tárolja. Sérült, szennyezett vagy lejárt terméket - ha lejárati idő fel van tüntetve - ne használjon. Mindig tartsa be a csomagoláson, címkén és a gyártó hivatalos dokumentumaiban szereplő előírásokat.

Készült belső használatra. Gyártó: Euronda / Monoart termékcsalád (a konkrét termék csomagolása szerint).